

Stretcher- Stühle



Modell 5050

Erhöhter Patientendurchlauf

Die Stretcher-Stühle von Stryker sind ideal für Operationszentren und kleine Räume. Sie maximieren die Zahl der pro Zeiteinheit behandelten Patienten ohne Einbußen der Patientenversorgung und des Behandlungsergebnisses. Auswahl der optimalen Position von horizontal bis aufrecht für hervorragende klinische Leistung und Patientenkomfort.

Der Stretcher lässt sich leicht von einer flachen Position zum Stuhl hochklappen

Pneumatische Rückenlehne zwischen 0 und 90 Grad beweglich

Optimierte Stabilität durch zwei Hydrauliken und Stahlringbremsen an vier Laufrollen

Fußteil kann abhängig oder unabhängig von der Rückenlehne bewegt werden

Der Augenoperationsstuhl verfügt über ein für diesen Zweck besonders gut geeignetes, zweifach abklappbares Kopfteil



Modell 5051

Der Augenoperationsstuhl bietet alle Vorteile des Stretcher-Standardstuhls plus ein zweifach abklappbares Kopfteil mit erhöhtem Abstand für bessere Positionierung des Operateurs.

Optionen für die Akzentfarbe



Stretcher- Stühle

stryker®



Modell 5050



Modell 5051



Modell 5051, Rückenlage

Standardfunktionen

- Vinylmatratze, 5 cm
- Laufrollen, 15 cm
- 61 cm breitere Patientenliegefläche
- Höhenverstellbare Fußstütze
- Rückenlehne mit zwei Pneumatikzylindern
- Zweifache Hydraulik am Fahrgestell
- Fest montierte Schiebestange (nur Modell 5050)
- Vier Halterungen für Infusionsständer
- Stahlringbremsen an vier Laufrollen mit Aktivatoren an zwei Seiten
- Trendelenburg-Bedienung über Fußpedal
- Herunterklappbare Seitengitter mit bequemen Armstützen
- Thermogeformte ABS-Haube mit integriertem Staufach und Sauerstoffflaschenhalterung

Modell 5051: Alle Standardfunktionen plus

- Zweifach abklappbares Kopfteil mit größerem Abstand
- Kopfpolster—Ultrakomfort
 - 8 cm, 5 cm oder 2,5 cm flach
 - 8 cm oder 5 cm konkav

Optionale Funktionen

- Matratze mit erhöhtem Komfort, 5 cm oder 8 cm
- Ultrakomfort-Matratze, 8 cm
- Konkaves Kopfpolster (nur Modell 5051)
- Unabhängiges Fußteil
- Rollbarer Infusionsständer
- Infusionsstativ
 - Befestigt
 - Standardausführung entfernbar
- Fersenbügel
- Beinstützen
- Auf mehrere Positionen verstellbare Schiebestange (nur Modell 5050)
- Integrierte Patiententransferhilfe/Armstützen
- Fixierungsgurte
- Garantieverlängerung möglich

Technische Daten

• Modellnummer	5050/5051	
• Gesamtlänge	76"	(193 cm)
• Breite		
Gesamt	30"	(76 cm)
Liegefläche	27,5"	(70 cm)
• Gewichtskapazität	400 lbs	(182 kg)
• Höhenbereich (bis Oberseite der Liegefläche)		
Hoch	33,5"	(85 cm)
Niedrig	22"	(56 cm)
• Positionierung der Liegefläche		
Rückenlehne	0° - 90°	
Bein	0° - 80°	
Trend./Anti-Trend.	±18°	
• Seitengitter		
Standard	10" x 31"	(25 x 79 cm)
Transfer	9" x 31"	(23 x 79 cm)
• Patientenoberfläche	24" x 74"	(61 x 188 cm)
• Laufrollendurchmesser	6"	(15 cm)

Stryker behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Modell 5051: Alle optionalen Funktionen plus

- Aufblasbares Kopfpolster, 8 cm
- Verstellbare Armstütze und -fixierbügel (Zubehörschiene erforderlich)
- Luftzufuhrsystem/Halterung für Abdecktuch
- Zubehörschiene (nicht zusammen mit den für den Patiententransfer geeigneten Seitengitter erhältlich)
- Temporale oder hochgestellte Handgelenkauflage

Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal.

Ein Chirurg muss sich bei der Entscheidung hinsichtlich der Verwendung eines bestimmten Produktes bei der Behandlung eines Patienten stets nach seinem eigenen fachlichen und klinischen Urteilsvermögen richten. Stryker erteilt keine medizinischen Ratschläge und empfiehlt Chirurgen, sich vor der Verwendung eines bestimmten Produktes bei einer Operation in dessen Anwendung schulen zu lassen.

Die hierin enthaltenen Informationen sollen die Bandbreite des Produktangebotes von Stryker aufzeigen. Ein Chirurg muss vor der Anwendung eines Produktes von Stryker stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanweisung lesen.

Produkte werden möglicherweise nicht überall in Verkehr gebracht, weil die Produktverfügbarkeit den Aufsichtsbehörden und/oder medizinischen Praxis in den jeweiligen Märkten unterliegt. Bitte wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Vertreter von Stryker, wenn Sie Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrer Region haben.

Die Stryker Corporation bzw. ihre Geschäftsbereiche oder andere Unternehmenseinheiten sind Eigentümer, Nutzer oder Antragsteller folgender Marken oder Servicemarken: Stryker. Alle anderen Marken sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer bzw. Inhaber.

Die oben genannten Produkte besitzen die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.



Stryker GmbH & Co. KG
Dr.-Homer-Stryker-Platz 1
47228 Duisburg
t: +49 2065 837-0
f: +49 2065 837-837
www.stryker.de

Stryker GmbH
Euro Plaza, Gebäude G
Am Euro Platz 2
1120 Wien
t: +43 1 813 2000
f: +43 1 813 1616
www.stryker.at



Literaturnummer: MTXLS45504CDE
MTX5810/GS 08/09
Copyright © 2009 Stryker

Stryker Osteonics SA
Dr. Homer Stryker Strasse 1
2545 Selzach
t: +41 32 641 6-950
f: +41 32 641 6-955
www.stryker.ch