



Medienbrücken und Deckenversorgungseinheiten



Hess

HESS Medizintechnik AG

Mehr Möglichkeiten mit den HESS Deckenversorgungseinheiten



HESS Deckenversorgungseinheiten bieten eine flexible Rundum-Versorgung mit Gas, Strom und Daten – im OP, in der Intensivstation oder im Labor. Mit einer grossen Auswahl an verschiedenen Tragarmsystemen, kann Ihre DVE optimal für die jeweiligen Bedürfnisse ausgelegt werden. Traglasten von knapp 1000 kg machen diese Schwenkstativ zu einem echten Arbeitstier und dank dem ausgefeilten Kabelmanagement, treffen Sicherheit und Komfort aufeinander. Das vielseitige Angebot an Zubehör, rundet das Konzept der HESS Deckenversorgungseinheiten ab.



Basisausstattung der höhenverstellbaren Schwenkstative

- *elektromotorisch oder mit Federkraft höhenverstellbar*
- *Tragkraft bis 200 kg*
- *patentiertes, pneumatisches Bremsystem*
- *äusserst geräuscharme Bewegung in der Horizontalen*
- *modular aufgebaut um allen Bedürfnissen gerecht werden zu können*
- *einfache Handhabung und leichtgängig*
- *Korrektureinstellungen von ± 1 Grad ermöglichen das System in der Waage perfekt zu justieren*
- *glatte Oberflächen und gekapselte Gelenke werden höchsten Hygieneanforderungen gerecht*
- *einfache Höhenjustierung bei der Montage vor Ort*
- *grosser Aktionsbereich bis 2300 mm möglich*
- *ein- oder zweiarmig*



Basisausstattung der nicht höhenverstellbaren Schwenkstative

- hohe Flexibilität und Traglasten bis zu knapp 1000 kg
- patentiertes, pneumatisches Bremssystem
- dank modularer Bauweise, kann ein optimaler Arbeitsplatz gestaltet werden
- dank grosszügigen Schwenkwinkeln in den Gelenkpunkten ein Maximum an Bewegungsfreiheit
- einfache Handhabung und leichtgängig
- grosszügig konzipierte Querschnitte der Ausleger für eine Vielzahl von Versorgungsleitungen
- glatte Oberflächen und gekapselte Gelenke werden höchsten Hygieneanforderungen gerecht
- einfache Höhenjustierung bei der Montage vor Ort
- Aktionsradius bis 3020 mm möglich
- ein- oder zweiarmig





*Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern,
Therapieplätzen und Pflegeheimen geht, sind wir
Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen
Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.*



HESS Medizintechnik AG

Grabenstrasse 14

Industrie West

CH-8865 Bilten

Telefon +41 (0)55 619 20 80

info@hess-med.ch

www.hess-med.ch

