



# Fonctions et ambiances



## SOMMAIRE

Chariots fonctionnel MEGAdrive	4
Tailles de corps	6
Système d'emboîtement MEGAclick	8
Système d'armoires MEGAprogress	12
Chariots modulaires ISO MEGAstore	14
Options, teintes pour MEGAprogress	18
Teintes pour MEGAprogress, MEGAdrive et MEGAstore	19
Composants CLEANassist pour circuit d'articles stériles	20
Chariots de transport d'articles stériles CLEANassist	22
Mobilier fonctionnel mobile PROassist	24



# ETRE DETENDU.

**C'est l'essentiel pour les patients et le personnel. Nous faisons tout pour cela.**

**Nous savons exactement ce qui compte:**

une ambiance dans laquelle les patients et le personnel se sentent bien et en sécurité. C'est à cela que nous mesurons chacun de nos produits.

**Nos spécialistes ont pensé** à tout ce qui facilite le travail: Tout ce dont on a besoin trouve place dans les armoires et systèmes d'armoires à l'équipement intérieur parfaitement étudié. De l'éclairage du poste de travail en passant par le système d'accessoires intelligent MEGAclick, le système de marquage flexible des portes et tiroirs extractibles et jusqu'aux tiroirs chauffants et au système de fermeture élec-tronique.

Des chariots fonctionnels pour différents domaines d'application, des langes aux soins intensifs, aux cas d'urgence ou à la visite, support pour les

lances, ciseaux seringues et tensiomètre directement là où on en a besoin – près du patient. En bloc opératoire, du mobilier roulant assure un travail sûr, rapide et avec l'hygiène maximale possible. Et afin que cela fonctionne également parfaitement, nous avons inclus de nombreuses idées de produits intelligentes dans les systèmes qui organisent le circuit d'articles stériles.

**Avec beaucoup de design et des teintes**

**fraîches**, nos produits créent un environnement sympathique. En effet, se sentir bien et en confiance, détendu et dans une bonne ambiance – c'est le premier pas vers la guérison.

Belle récompense: le Red Dot Award 2014 pour les chariots de transport MEGAstore.



# MEGAdrive

## ASSISTANT POLYVALENT

**Pratique pour tous les cas – le chariot fonctionnel MEGAdrive. Un assistant irremplaçable. Dans différents domaines d'application, ils apportent tout ce dont on a besoin directement là où on en a besoin – près du patient.**



Chariot d'anesthésie



Chariot d'anesthésie avec tiroir chauffant



Chariot de soins intensifs



Chariot d'urgence



Chariot modulaire à pansements et de traitement ISO



Chariot à linge



## Se distingue par

- montage simple d'accessoires avec le système MEGAclick
- détails utiles – de la poignée de poussée de forme ergonomique à la fermeture en douceur des tiroirs
- design moderne et teintes fraîches
- matériaux robustes et surfaces lisses, sans joints – qualité "made in Germany"
- corps métallique hygiénique, à double paroi

Couronné du Red Dot Design Award 2011.



reddot design award  
winner 2011

## Il montre ce dont il est capable. Dans le détail.

**Clic et système d'accroche.** Echange rapide, système simple d'accessoires de la paroi latérale ou du panneau multifonction avec le système d'accessoires MEGAclick.

**Pousser et c'est fermé.** En silence, douceur et sûreté – voilà comment ferment les tiroirs entièrement extractibles, faciles à nettoyer, avec des poignées en acier inoxydable robustes et confortables.

**Léger et maniable,** le MEGAdrive se laisse manœuvrer sur ses roues à roulement facile. De robustes coins de protection contre les chocs protègent le mobilier.

**A l'aise et détendu.** La poignée de poussée de forme ergonomique en acier inoxydable hygiénique et solide ménage le dos.



**Système d'emboîtement MEGAclick** Flexibilité maximale lors de l'accrochage d'accessoires à la paroi latérale ou au panneau multifonction.



**Silencieux, doux et sûr** Tiroirs entièrement extractibles, simples à nettoyer, avec de robustes poignées en acier inoxydable de grande taille.



**Protection contre les chocs et roues à roulements de qualités** Roues pivotantes hygiéniques d'une maniabilité optimale et robustes coins ménageant l'équipement.



**Ménage le dos** La poignée de poussée unique en acier inoxydable hygiénique solide facilite la poussée.



**Ouverture facile, fermeture solide** Portes avec charnières brevetées.



**Encore plus de possibilités** Le panneau multifonction MEGAclick accepte des accessoires supplémentaires.



**Garder une vue d'ensemble** Des accessoires et diviseurs pour tiroirs en matière plastique font régner l'ordre.



**Tiroirs chauffants intégrés** pour le linge ou les perfusions.

# MEGAdrive

## DIMENSIONS SUR MESURES.

**Format de corps, équipement et accessoires** pour le MEGAdrive – simplement le sélectionner.

**MEGAdrive  
Mini:  
450 mm  
de largeur**

### DIN ou ISO




Les dimensions de corps des chariots DIN correspondent aux normes DIN. Celles des chariots modulaires ISO sont spécialement adaptées à l'utilisation de modules ISO (600 x 400 mm).

### Selon vos souhaits

MEGAdrive propose pour chacune des 12 tailles standard des variantes d'équipement prédéfinies – cela donne quelque 60 variantes de base. Avec les accessoires correspondants, vous obtenez en un tour de main exactement le chariot fonctionnel que vous souhaitez.

### Chariots DIN

MEGAdrive Mini



**Hauteur de travail**  
(hauteur du corps)

**830 mm** (600 mm)

Largeur du corps

450 mm

600 mm

900 mm

Profondeur du corps



530 mm

580 mm


580 mm

### Chariots modulaires ISO

MEGAdrive Mini



MEGAdrive Mini



**Hauteur de travail**  
(hauteur du corps)

**830 mm** (600 mm)

**980 mm** (750 mm)

Largeur du corps

450 mm

900 mm

450 mm

Profondeur du corps

530 mm

680 mm

530 mm



**La surface de travail stable avec galerie (rebords)**  
Hygiénique, pratique, tout simplement bon

**Le corps à double paroi**  
Une belle enveloppe pour un noyau solide

**Les façades robustes**  
Variété pour tous les cas

Détails sur les 60 modèles de base, voir prospectus MEGAdrive.

	<b>MEGAdrive Mini</b> 			
<b>930 mm</b> (700 mm)	<b>980 mm</b> (750 mm)	600 mm	900 mm	<b>1080 mm</b> (850 mm)
600 mm	450 mm	600 mm	900 mm	600 mm
580 mm	530 mm	580 mm	580 mm	580 mm

660 mm	900 mm	<b>1030 mm</b> (800 mm)	<b>1080 mm</b> (850 mm)	682 mm
660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	682 mm
580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm

# MEGAPRATIQUE: MEGACLICK


**Changement très rapide d'accessoire** avec le système d'emboîtement MEGAclick.

**Dépense minimale – fonctionnalité maximale.**

Le système MEGAclick unique en soi offre une solution pour chaque tâche de la médecine journalière.







Une partie des deux composants MEGAclick est intégrée de manière fixe dans la paroi latérale ou le panneau multifonction, l'autre directement sur l'accessoire. Enlever le recouvrement – emboîter l'accessoire – terminé.



Panneau multifonction 2 rangée



Panneau multifonction 1 rangée



Jeu de récipients pour matériel usagé



Ouvre-ampoule



Collecteur d'aiguilles



Etui à cathéters



Porte-perfusion



Panier de stérilisation avec ouverture servant de poignée



Distributeurs de seringues et d'aiguilles



Distributeurs de seringues et d'aiguilles



Distributeurs de seringues et d'aiguilles (principe premier entré / premier sorti)



Distributeurs de seringues et d'aiguilles (principe premier entré / premier sorti)

Accessoires  
supplémentaires,  
voir prospectus  
MEGAdrive



Distributeur et humidificateur de tampons



Distributeur de gants pour 1 boîte de gants



Distributeur de gants pour 3 boîtes de gants



Distributeur de gants pour 3 boîtes de gants



Récipient spécial avec couvercle




Seau




Cuvette de collecte pour instruments



Distributeur de produits de désinfection



Crochet



Récipients à déchets



Collecteur de déchets avec couvercle en acier inoxydable



Collecteur de déchets avec couvercle en matière plastique



Récipient à déchets avec actionnement par le genou intégré et couvercle



Cuvette



Distributeurs de seringues et d'aiguilles



Distributeur de produits de désinfection pour galerie

## MEGANombreuses possibilités.

### Bien équipé et prêt à tout:

le chariot d'anesthésie avec accessoires spéciaux.

Distributeurs de seringues et d'aiguilles

Distributeur de produits de désinfection

Récipient pour matériel usagé

Ouvre-ampoule

Distributeur de gants



Panier à cathéters



Bandeau d'énergie sextuple




Module ISO, fermé, en matière plastique



Module ISO, panier en matière plastique



Élément de guidage multifonction



Baguette de plombage pour tiroirs



Plan de travail en acier inoxydable avec galerie en matière plastique




Plan de travail en acier inoxydable sans galerie



Plateau de rallonge (rabattable) en acier inoxydable



Plateau de rallonge (rabattable) en matière plastique



Verrouillage central



Système de marquage

# MEGAprogress


## AMENAGEMENT D'ESPACE.

Le système d'armoires MEGAprogress regorge de fonctions.

Jusque dans le moindre recoin.



red dot design award  
winner 2012



Plus d'ordre avec le système d'emboîtement innovant MEGAclick: L'astuce du "clic!"



Eclairage  
Eclairage intérieur LED économique




Flexibles  
Parois latérales multifonctions, éléments de guidage, supports de tablettes et glissières télescopiques




Pour assurer une parfaite organisation des lieux de travail, les spécialistes de la société FF (société anonyme) développent des détails pratiques. De petits conteneurs encliquetés sur la paroi arrière permettent de garder les surfaces de travail dégagées, tout en maintenant l'ordre et la propreté. Des barres lumineuses à LED éclairent le lieu de travail indépendamment de l'éclairage de la pièce. Des faces vitrées épargnent au personnel de longues recherches pour trouver le bon médicament. Les produits pharmaceutiques sensibles peuvent être conservés dans un réfrigérateur intégré - et tout ce qui n'est pas autorisé à accéder au tiroirs, sera mieux sécurisé avec une serrure de sécurité.



**Haute qualité.**  
Charnière extérieure



**Marquage clair et précis sur le devant du tiroir - Le marquage approprié**



**Ca c'est sur !**  
Le système de fermeture électronique



**Particulièrement agréables.**  
Nos tiroirs chauffants



**Montage ajusté avec précision.**  
Pour un programme d'ameublement optimal



# MEGAstore

## INCROYABLE TOUT CE QU'IL PEUT CONTENIR.

**Le nouveau MEGAstore complète la flotte des chariots pour le transport d'articles médicaux de la Sté. FF grâce à un volume extrêmement grand. Pour une grande quantité supplémentaire de matériel pour une longue journée de travail.**

### Garni le matin – il tient jusqu'au soir.

Le MEGAstore permet de ranger à faible encombrement les besoins en consommables pour toute la journée. Des modules utilisables individuellement accueillent tout ce dont on a en permanence besoin tous les jours à l'hôpital. Enfermé étanche à la poussière et proprement rangé derrière des volets roulants à faible encombrement ou des portes battantes s'ouvrant individuellement.



### Conforme aux normes. Différent par sa polyvalence.

Les chariots modulaires ISO sont spécialement adaptés à l'utilisation de modules ISO (600 x 400 mm). Des parois flexibles de supports de modules permettent le placement, même ultérieur, de paniers modulaires ISO de toutes les marques courantes et font du MEGAstore la base parfaite pour des solutions intégrées. Dans le monde entier. Et pourtant avec des variantes. Il attire l'attention: avec un design de premier plan couronné d'un prix et une palette de couleurs qui confère du style à toute ambiance et respire la bonne humeur.

## Chic et smart.

Chez FF, la fonction et le design vont ensemble comme Made in Germany et finition de haute qualité. Chic et actuel par la forme et la couleur, smart par sa polyvalence comme aidant précieux – c'est pourquoi le MEGAstore a été récompensé du "Red Dot Award 2014".

### Une ergonomie parfaite.

Deux longues poignées de poussée ergonomiques sont montées de chaque côté. Avec leur grand diamètre, les poignées reposent particulièrement bien en main. Cela permet de déplacer le chariot de manière optimale. Quelle que soit la taille corporelle.

### Plateforme renforcée, mobilité aisée.


Des coins robustes de protection contre les chocs de la haute qualité éprouvée FF ménagent le mobilier et le MEGAstore le rendent indestructible. Grâce aux roues à roulement extrêmement facile et capacité de charge élevée, la facilité de manœuvre est assurée. Le blocage total et le blocage directionnel sur deux roues offrent une sécurité supplémentaire dans la position de stationnement.

### Une fermeture optimale garantie une hygiène parfaite. Ouverture et fermeture aisées.

Afin que tout reste propre jusqu'au moment de l'utilisation, un joint d'étanchéité périphérique protège contre la poussière et la saleté. Des charnières de haute qualité assurent un angle d'ouverture particulièrement grand de 270°.



reddot award 2014  
winner



## CHARIOTS A VOLETS ROULANTS MEGASTORE



Modèle	MS_MW_RW_2_ISO	MS_MW_RW_1_ISO	MS_MW_RW_1_ISO longitudinal
Référence	543 575	543 573	543 576
Version	Chariot modulaire ISO avec volets roulants		
Dimensions en mm (L x l x H)	1086 x 743 x 1641	828 x 543 x 1641	628 x 743 x 1641
Dimensions intérieures en mm	418 x 627 x 1240 (2 compartiments)	618 x 427 x 1240 (1 compartiment)	418 x 627 x 1240 (1 compartiment)
Capacité Exemple de garnissage	4 modules ISO 200 mm 10 modules ISO 100 mm 2 modules ISO 50 mm	2 modules ISO 200 mm 5 modules ISO 100 mm 1 module ISO 50 mm	2 modules ISO 200 mm 5 modules ISO 100 mm 1 module ISO 50 mm
Façades	Volet roulant en face avant Largeur de montant 15 mm/pas 30 mm Utilisation optimale de la place disponible grâce à une conception à faible encombrement		
Particularités	4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 4 coins de protection contre les chocs 4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices		
Corps	Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un faible poids propre Tôle d'acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) Isolation acoustique Robuste, résistant aux chocs, antigrippes Hygénique et d'entretien facile Résistant aux UV Résistant aux agents désinfectants du commerce		
Charge utile max.	150 kg	100 kg	100 kg

## OPTIONS ET ACCESSOIRES MEGASTORE

Options	Description
<b>Recouvrement en acier inoxydable</b> 1,25 mm d'acier inoxydable, AISI 304	Pour tous les modèles
<b>Galerie</b> Tube rond en acier inoxydable, sur 3 côtés, diamètre 16 mm Recommandé uniquement en combinaison avec un recouvrement en acier inoxydable, charge sur le toit max.: 10 kg	Pour tous les modèles
<b>Variante de serrure</b> Chariot à portes battantes: espagnolette avec actionnement par clé Chariot à volets roulants: cylindre à levier avec actionnement par clé	A fleur de façade
<b>Dispositif de plombage</b>	Sur demande Uniquement pour variante à portes battantes
<b>Fermeture électronique</b>	Sur demande

## CHARIOTS A PORTES BATTANTES MEGASTORE



Modèle	MS_MW_2FT_2_ISO	MS_MW_2FT_1_ISO	MS_MW_FT_1_ISO longitudinal
Référence	543 551	543 574	543 577
Version	Chariot modulaire ISO avec portes battantes		
Dimensions en mm (L x l x H)	1086 x 743 x 1641	828 x 543 x 1641	628 x 743 x 1641
Dimensions intérieures en mm	418 x 627 x 1330 (2 compartiments)	618 x 427 x 1330 (1 compartiment)	418 x 627 x 1330 (1 compartiment)
Capacité Exemple de garnissage	4 modules ISO 200 mm 12 modules ISO 100 mm	2 modules ISO 200 mm 6 modules ISO 100 mm	2 modules ISO 200 mm 6 modules ISO 100 mm
Façades	Portes battantes Isolées à double paroi, avec joint de porte périphérique Angle d'ouverture: 270°		
Particularités	4 poignées de poussée verticales (2 par côté) 4 coins de protection contre les chocs 4 roues pivotantes, dont 2 avec blocage total et blocage directionnel, 2 électriquement conductrices Protection magnétique contre les chocs montée latéralement		
Corps	Fabrication entièrement métallique stable, durable, à longue durée de vie en construction sandwich pour un faible poids propre Tôle d'acier revêtue à la poudre en aluminium blanc (RAL 9006) Isolation acoustique Robuste, résistant aux chocs, antigrippes Hygénique et d'entretien facile Résistant aux UV Résistant aux agents désinfectants du commerce		
Charge utile max.	150 kg	100 kg	100 kg

Accessoires	Dimensions	Référence
<b>Élément de guidage multifonction</b> Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants	390 mm	<b>343 953</b>
<b>Élément de guidage multifonction</b> Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur Rail de guidage en matière plastique avec clip intégré, capacité de charge 15 kg par élément, pour tous les modules ISO courants	590 mm	<b>343 951</b>
<b>Glissière télescopique multifonction</b> Pour armoires ISO de 480 mm de profondeur Capacité de charge max.: 30 kg	Longueur du guidage: 383 mm, extensible à 450 mm	<b>542 385</b>
<b>Glissière télescopique multifonction</b> Pour armoires ISO de 680 mm de profondeur Capacité de charge max.: 30 kg	Longueur du guidage: 583 mm, extensible à 650 mm	<b>542 384</b>

# AMENAGEMENT SUR MESURES.

Les soins à 360° de la Sté. FF commencent bien avant la décision d'achat.



**Demandes du client** – les techniciens de la Sté. FF les exaucent de préférence avant qu'ils soient exprimés. La main dans la main avec des concepteurs de produits créatifs, ils développent du mobilier optimisé sur le plan ergonomique et de l'équipement avec des détails pratiques qui permettent de préserver l'ordre et la vue d'ensemble. Cela donne plaisir au travail. Et le design et la couleur apportent fraîcheur et une ambiance de bien-être pour les collaborateurs et les patients.

**Mieux vaut avant.** Lors de l'équipement de nouveaux bâtiments, les conseillers de la Sté. FF


collaborent de préférence dès le début avec les concepteurs et architectes. En effet, les meilleures solutions – et les plus économiques – se trouvent tant que le local et l'équipement peuvent encore être modifiés et adaptés l'un à l'autre.

**Directement sur site** – nulle part ailleurs, on ne voit mieux quelle est la meilleure solution. Lors du rééquipement de bâtiments existants, nous analysons sur place la situation, conseillons lors de l'étude et accompagnons la réalisation jusqu'au suivi final du bâtiment. Sans supplément de prix. Parce que le meilleur est important pour nous.



# TEINTES. PLAISIR.

Les façades avant dans des teintes lumineuses suscitent la bonne humeur.



**Décision facile.** Quelle teinte génère l'ambiance appropriée dans la local – un pastel décent ou une couleur vive tendance? Une des vingt-deux teintes sélectionnées comme standard par les conseillers expérimentés de FF est très certainement la convenable.

**Pour les souhaits particuliers** et les teintes, demandées nous trouvons cependant également volontiers les cartes d'échantillonnage de couleur de RAL, NCS ou Pantone et élaborons des offres individuelles.


## Teintes standard



bleu mer  
HESS 5701



blanc perle  
RAL 1013



blanc pur  
RAL 9010



blanc gris  
RAL 9002



gris clair  
RAL 7035



gris platine  
RAL 7036



ivoire clair  
RAL1015



jaune pastel  
RAL1034



orangé saumon  
RAL 2012



vert feuille  
HESS 6644



bleu pigeon  
RAL 5014



bleu outremer  
RAL 5002



jaune vanille  
NCS S0520-Y



rouge signalisation  
RAL 3020



rouge brun  
RAL 3011

En raison de différences dans l'impression, les couleurs des produits peuvent également différer de celles qui figurent dans le catalogue.

## Teintes tendance



mûre  
Pantone 228 C



limette  
Pantone 382 C



granny  
Pantone 370 C



macchiato  
Pantone 4635 C



espresso  
Pantone 4695 C

## Teintes du corps et du socle



aluminium blanc  
RAL 9006



anthracite  
RAL 7016

# CLEANassist

## STERILE. FIABLE.

**CLEANassist** Composants système pour le parfait circuit d'articles stériles.

### 1. Utilisation

Assistants mobiles

### 5. Rangement stérile

Sas/rangement stérile

CIRCUIT/ORGANISATION DES  
ARTICLES STÉRILES

### 2. Elimination/ nettoyage

Ensembles de tables de  
nettoyage

### 4. Transport

Chariot

Appareils de  
nettoyage et de  
désinfection

### 3. Emballage

Tables d'emballage

Stérilisateur



#### 1. Utilisation

**Assistants mobiles.** Les articles stériles pour le bloc opératoire, la consultation ou le service sont en route de manière sûre dans les tables d'élimination et chariots à crochets de la Sté. FF.



#### 2. Elimination/nettoyage

**Absolument hygiénique.** Des installations de nettoyage avec finition de premier choix en acier inoxydable ne laissent aucune chance aux virus et bactéries.

### 3. Emballage

**Fraîchement emballé.** Sur les robustes tables d'emballage avec réglage optionnel de la hauteur, les articles stériles sont facilement et parfaitement confectionnés dans le département de stérilisation centrale.



La ligne de produits CLEANassist de la Sté. FF maîtrise impeccablement, de manière économique et hygiénique les déroulements en bloc opératoire et la consultation, lors du nettoyage, de l'emballage, du transport et du stockage.

### 4. Transport

**Système de chariot innovant pour le transport et le stockage:** le transbordement manuel aux points de transfert est supprimé. Jusqu'à plusieurs fois 100 kg peuvent aller à l'autoclave après l'emballage et sont stockés dans le système correspondant.



#### 5.1. Sas



#### 5.2. Rangement stérile

**Stockage à faible encombrement en attendant l'utilisation suivante:** dans le chariot de transport fermé ou les ensembles de compartiments de passage dans l'armoire de rangement de chariot ou dans des rayonnages ouverts. Flexible et individuel.


# CLEANassist

**Chariots de transport d'articles stériles. Pratiques. Polyvalents.**

Convient également pour installations AWT.




**Chariots de transport d'articles stériles, ouverts**



	Description	Dimensions (LxPxH)	Réf.
<b>Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec étagères*</b>			
Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable Avec 3 tablettes amovibles réglables en hauteur (capacité de charge max. par tablette 60 kg) 4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales			
1	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles (pour max. 3 petites tablettes de 679 x 564 x 30 mm)	760 x 695 x 1397 mm	<b>543 137</b>
2	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles (pour max. 3 grandes tablettes de 1009 x 564 x 30 mm)	1090 x 695 x 1397 mm	<b>543 139</b>
<b>Chariot de transport ouvert pour articles stériles avec glissières*</b>			
Cadre ouvert en tube carré de 25 x 25 mm en acier inoxydable Avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (capacité de charge max. par paire de glissières 20 kg) 4 roues pivotantes électriquement conductrices, dont 2 avec frein, Ø 125 mm, avec butées murales			
3	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles avec 6 paires de glissières (y compris 1 cadre STW pour glissières)	760 x 695 x 1397 mm	<b>543 138</b>
4	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles avec 9 paires de glissières (y compris 2 cadres STW pour glissières)	1090 x 695 x 1397 mm	<b>543 140</b>

\* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage

## Chariots de transport d'articles stériles, fermés



	Description	Dimensions extérieures (LxPxH) Dimensions intérieures (LxPxH)	Poids à vide	Réf.
<b>Chariot de transport fermé pour articles stériles avec étagères*</b>				
Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par tablette: 60 kg				
1	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	94,5 kg	<b>543 131</b>
2	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	117,5 kg	<b>543 133</b>
<b>Chariot de transport fermé pour articles stériles avec glissières*</b>				
Version fermée à simple paroi en acier inoxydable, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées Ø 160 mm, dont 2 avec frein, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg				
3	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières, 2 profils de raccordement pour cadre STW ainsi que 1 profil de fixation pour cadre STW)	860 x 785 x 1485 mm 634 x 622 x 1132 mm	102,5 kg	<b>543 132</b>
4	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles avec 9 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières, 4 profils de raccordement pour cadre STW ainsi que 2 profils de fixation pour cadre STW)	1190 x 785 x 1485 mm 964 x 622 x 1132 mm	130,5 kg	<b>543 134</b>

## Chariots de transport d'articles stériles, fermés et entièrement soudés

	Description	Dimensions extérieures (LxPxH) Dimensions intérieures (LxPxH)	Poids à vide	Réf.
<b>Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec étagères*</b>				
Version fermée entièrement soudée en acier inoxydable, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, avec 2 tablettes amovibles réglables en hauteur, 2 poignées de poussée verticales de chaque côté, 4 coins de protection contre les chocs, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes galvanisées électriquement conductrices Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par tablette: 60 kg				
	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	107 kg	<b>543 194</b>
	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	113 kg	<b>543 196</b>
<b>Chariot de transport fermé pour articles stériles, entièrement soudé, avec glissières*</b>				
Version fermée entièrement soudée en inox, compatible avec installation de lavage, 2 portes battantes à double paroi avec joint d'étanchéité périphérique et butée, angle d'ouverture de la porte 270°, verrouillable à 255°, verrouillage 2 points, 4 roues pivotantes électriquement conductrices Ø 160 mm, dont 2 avec frein, pour transport intérieur/extérieur, charge utile 180 kg, capacité de charge max. par paire de glissières: 20 kg				
	Pour accueillir au maximum 6 STE d'articles stériles avec 6 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 1 cadre STW pour glissières, 2 profils de raccordement pour cadre STW)	870 x 780 x 1495 mm 634 x 622 x 1132 mm	132 kg	<b>543 195</b>
	Pour accueillir au maximum 9 STE d'articles stériles avec 9 paires de glissières réglables en hauteur (y compris 2 cadres STW pour glissières, 4 profils de raccordement pour cadre STW)	1200 x 780 x 1495 mm 964 x 622 x 1132 mm	144 kg	<b>543 197</b>

\* transformable en quelques manipulations – selon la version avec tablettes ou glissières – entièrement sans outillage



# PROassist

## ASSISTANTS. MOBILES.

**Les petites mains** de PROassist.

Pour tous les cas.



La ligne de mobilier fonctionnel mobile PROassist comprend une grande variété de mobilier pour s'asseoir et mobilier fonctionnel pratiques en acier inoxydable: antirouille, résistant à la corrosion et aux produits de désinfection, hygiénique et d'entretien facile, elle convient pour tous les domaines fonctionnels d'un hôpital.



**Chariot à crochets avec paniers de stérilisation**



**Tige à perfusion, modèle une main**



**Tabouret tournant**



**Support pour seau à déchets**



**Siège tournant roulant de bloc opératoire**



**Escabeaux de bloc opératoire**



#### Table à instruments hydraulique

Construction lourde à 3 pieds, stable au basculement, avec vérin de précision (système hydraulique fermé, charge max. 30 kg, sans maintenance, immédiatement prêt à fonctionner) pour réglage de la hauteur de 950 à 1350 mm par commande au pied, cadre et colonne de levage en acier inoxydable.

Dimensions du plan de travail: 640 x 440 mm  
Dimensions total hors tout: 730 x 540 x 950/1350 mm  
Poids: 30 kg

**Référence 543 270**

Dimensions du plan de travail: 740 x 540 mm  
Dimensions total hors tout: 780 x 540 x 950/1350 mm  
Poids: 31 kg

**Référence 543 271**



#### Table à instruments hydraulique, modèle Tübingen

En acier inoxydable, avec vérin de précision (système hydraulique fermé, charge max. 30 kg, sans maintenance, immédiatement prêt à fonctionner) pour réglage de la hauteur de 950 à 1350 mm. Plan de travail particulièrement grand, orientable et verrouillable sur 360°.

Dimensions: 1200 x 600 x 950/1350 mm  
Poids: 43 kg

**Référence 543 269**

Pour en obtenir plus d'informations veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.

## Mobilier pour le bloc opératoire et la consultation

Réf.	Désignation	Description	Dimensions en mm (LxPxH)
542182 (sans ill.)	Table à instruments Plan de travail: 640 x 440 mm	Réglage en hauteur manuel, 4 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	640 x 440 x 830-1300
543270	Table à instruments hydraulique Plan de travail: 640 x 440 mm	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	730 x 540 x 950-1350
543271	Table à instruments hydraulique Plan de travail: 740 x 540 mm	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, 3 roulettes doubles Ø 75 mm dont 2 électr. conductr., acier inoxydable	780 x 540 x 950-1350
543269	Table à instruments hydraulique Modèle Tübingen	Réglage en hauteur via pédale au pied, charge max. 30 kg, plan de travail rotatif sur 360° et verrouillable, 4 roues pivotantes Ø 125 mm, 2 verrouillables, acier inoxydable	1200 x 600 x 950-1350



### Chariot de transport MSW

Cadre: solide tube rond, sans joints, Ø 25 mm, en acier inoxydable. Tablettes soudées sans joints avec bord périphérique rehaussé de 10 mm, renforcé par 2 profils à face inférieure.

Tous les chariots sont équipés de solides butées murales. Roues: 4 roues pivotantes avec roulement à billes à portée conique, Ø 125 mm, dont 2 avec frein, électriquement conductrices, avec pare-fils. Charge max.: par tablette 80 kg, total 120 kg.



### Table à instruments

Cadre roulant sans joints en tube carré de 20 x 20 mm, en acier inoxydable. Cadre tubulaire formé comme galerie de protection, en haut et en bas avec plans de travail amovibles en acier inoxydable. Capacité de charge: 20 kg, dimensions de tiroirs: 445 x 95 mm. Roulettes doubles antistatiques en matière plastique résistant à l'usure et à la corrosion, ne décolorant pas au contact (4 roues pivotantes, Ø 75 mm, dont 2 avec frein, avec butée murale). Disponible dans les hauteurs 800 mm et 1.000 mm.

## Chariot de transport MSW

Modèle	Nombre de tablettes	Dimensions de la tablette (LxP) en mm	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Poids en kg	Référence
MSW 8 x 5-2	2	800 x 500	900 x 600 x 950	17	531 077
MSW 8 x 5-3	3	800 x 500	900 x 600 x 950	20	531 078
MSW 9 x 6-2	2	900 x 550	1000 x 650 x 950	18	531 081
MSW 9 x 6-3	3	900 x 550	1000 x 650 x 950	22	531 082
MSW 10 x 6-2	2	1000 x 600	1100 x 700 x 1010	23	531 085
MSW 10 x 6-3	3	1000 x 600	1100 x 700 x 1010	28	531 087


## Table à instruments

Modèle	Dimensions extérieures (LxPxH) en mm	Poids en kg	Référence
Table à instruments	675 x 475 x 800	10	542 265
	770 x 675 x 800	13	542 266
	990 x 675 x 800	15	542 267
Table à instruments avec tiroir	675 x 475 x 800	14	542 268
	770 x 675 x 800	18	542 269
	990 x 675 x 800	21	542 270
Table à instruments avec galerie en acier inoxydable sur 3 côtés	675 x 475 x 800	12	542 271
	770 x 675 x 800	17	542 272
	990 x 675 x 800	20	542 273
Table à instruments avec tiroir et galerie en acier inoxydable sur 3 côtés	675 x 475 x 800	19	542 274
	770 x 675 x 800	25	542 275
	990 x 675 x 800	29	542 276
Table à instruments avec plateau à cadre à fleur, plateau supérieur amovible	689 x 489 x 800	10	542 278
	784 x 689 x 800	13	542 279
	1004 x 689 x 800	15	542 280

! Sur demande les chariots d'instruments sont disponibles à une hauteur de 900 et 1000 mm aussi. Pour en obtenir plus d'informations veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.

# NE CESSENT JAMAIS DE S'AMÉLIORER.

Nos nouvelles solutions à votre service.



FAITES PASSER  
VOTRE REQUETE  
SPECIAL AVEC  
NOUS !

## FF Mate console murale:



Exécution: sans tiroir ou bien à tiroir – 1 ou 2 tiroirs aussi. Plaque en acier inoxydable ou peinte, toujours conformément aux prescriptions, exigences des locaux hospitaliers.



## Un montant pour les instruments:

Un montant pour les instruments: L'équipement était développé pour le stockage et l'entraînement des appareils respiratoires.

## Armoire chauffante:

C'est notre produit traditionnel – avec des nouvelles caractéristiques: chauffage à commande numérique, réglable au pas à 0,1 degré, jusqu'un maximum de 65 degré, afficheur numérique clairement visible, avec paroi latérale et arrière isolé.



Elle n'est pas appropriée au stockage des infusions !



## Montant de transport des bouteilles de gaz:

C'est un produit qui matérialise un exemple remarquable, comment nous réaliserons une exigence spéciale d'un client au niveau d'une conception même dans un délai très bref.

Concernant les dimensions individuelles veuillez contacter s.v.p. votre partenaire local, notre représentant officiel.





*Aménagement et équipement d'hôpitaux, centres thérapeutiques et établissements de soins: nous mettons notre compétence à votre service. Solutions standards ou sur mesure pour nos clients: nous vous offrons un ensemble de prestations clé en main*



## **HESS Medizintechnik AG**

Grabenstrasse 14

CH-8865 Bilten

T +41 55 619 20 80

F +41 55 619 20 81

[info@hess-med.ch](mailto:info@hess-med.ch)

[hess-med.ch](http://hess-med.ch)

