



# MEGAdrive



# MEGADRIVE

**Mobile Helfer** für Klinik, Praxis, Ambulanz.

Hier kommt ein neuer Kollege auf den Sie sich verlassen können: MEGAdrive Funktionswagen sind flott zur Stelle, vielseitig einsetzbar und durch nichts aus der Spur zu bringen.

Mit seinem sympathischen Auftreten gewinnt MEGAdrive das Vertrauen der Patienten. Und erleichtert Ihnen mit seiner professionellen Ausstattung Tag für Tag die notwendigen Handgriffe – bei Notfällen und Operationen, bei Untersuchungen und beim Narkotisieren, beim Verbinden und Gipsen.

MEGAdrive bringt Ihnen nicht nur eine robuste Schale, sondern auch jede Menge ergonomisch sinnvoller Details mit – vom flüsterleisen Softclosing der Schubladen bis zum einzigartig geformten ergonomischen Schiebegriff.

Die hochwertige Verarbeitung und ausgesuchte, strapazierfähige Materialien sorgen für eine lange Lebensdauer der Wagen.

**MEGAdrive.  
Willkommen im Team.**



## INHALT

<b>MEGAdrive – Qualität</b>	4
<b>Material und Farben</b>	6
<b>Funktionen in ihrer schönsten Form</b>	8
<b>Korpusgrößen</b>	10
<b>Ausstattungsvarianten</b>	
DIN-Wagen	12
ISO-Modul-Wagen	14
Sonderfunktionswagen	15
<b>Konfigurationsbeispiele</b>	
DIN-Verband- und Behandlungswagen	16
ISO-Modul Verband- und Behandlungswagen	18
Narkosewagen	20
Narkosewagen mit Wärmeschublade	22
Notfallwagen	24
Intensivpflegewagen	26
Wickelwagen	28
<b>Zubehör</b>	30

# QUALITÄT IST UNVERWECHSELBAR

Die **MEGAdrive Funktionswagen** helfen Ihnen, die täglichen Handgriffe so einfach und ergonomisch wie möglich zu gestalten.

**Praxisgerecht** | Grosse Auswahl an schnell wechselbarem Zubehör.

**Hygienisch** | Reinigungsfreundliche Materialien und glatte, fugenlose Oberflächen.



## Der Trick mit dem „Click!“

Für maximale Flexibilität beim Zubehör

Minimaler Aufwand für maximale Funktionalität: Mit dem genialen MEGAclick Stecksystem können Sie Zubehör schnell anbringen und zügig austauschen.

Einfach das benötigte MEGAclick Zubehör an der gewünschten Position einstecken – fertig!

Das komplette MEGAclick Zubehör und die MEGAclick Multifunktionswand finden Sie ab Seite 30.



## MEGAclick Multifunktionswand

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

- Geeignet für jedes MEGAclick Zubehör, das Sie oberhalb der Arbeitsplatte anbringen möchten
- Besonders praktisch für die Anbringung von Spritzen- und Kanülenspendern
- Mit 1 oder 2 MEGAclick Steckreihen erhältlich



## Ergonomie in Bestform

Mit dem einzigartigen Schiebegriff

- Ergonomisches Design
- Erleichtert das Schieben und schont so den Rücken
- Aus stabilem, hygienischem Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Auf Wunsch erhalten Sie MEGAdrive auch ohne Schiebegriff



### Für alles offen

Türen mit patentiertem Scharnier

- Optimales Be- und Entladen durch den extraweiten Tür-Öffnungswinkel von 220°
- Bereits bei 90° Türöffnung ist der Innenraum voll zugänglich
- ISO-Module und -Körbe können direkt eingeschoben werden, ohne lästiges Verkanten
- Einfach zu justierende Türen dank patentiertem Scharnier
- Zuverlässige Schliessautomatik hält die Türen sicher zu – hygienisch einwandfrei ohne störende Magnete



### Leise, soft und sicher

Schubladen für komfortables Arbeiten

- Optimales Öffnen durch Vollauszug, für leichten Zugriff auf den Schubladeninhalt
- Sicheres Schliessen durch Selbsteinzug auf den letzten Zentimetern – mit flüsterleiser Softclosing-Funktion
- Eine spezielle Mechanik verhindert das Selbstöffnen der Schubladen beim Fahren
- Kinderleichter Ein- und Ausbau der Schubladen durch leichtes Anheben oder Absenken, optimal für einfache Reinigung
- Zur Aufnahme von ISO-Modulkörben sind verblendete Auszugsrahmen erhältlich
- Praxisgerechte Schubladenteiler finden Sie ab Seite 45
- Besonders patientenfreundlich: Die Wärmeschubladen zum Vorwärmen von Infusionen oder Wäsche (siehe Seite 44)



### Leicht fahren, sicher stehen

Mit hygienischen Doppel-Leichtlaufrollen

- Beste Manövrierbarkeit durch vier Leichtlauf-Lenkrollen
- Elektrisch leitfähig
- Hochwertige, abriebfeste und nicht kontaktverfärbende Kunststoff-Rollen schonen Ihren Boden
- Hygienisch durch geschlossene, glatte Seitenflächen
- Rollendurchmesser 125 mm

**Schutz für Wagen, Wände, Mobiliar**  
durch extrabreite Stossschutz-Ecken

Der robuste Stossschutz an allen vier Ecken fängt Stösse ab und schont Ihre Einrichtung.

# MATERIAL UND FARBE

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten



## Die stabile Arbeitsfläche mit Galerie

Hygienisch, praktisch, gut

- Tiefgezogen aus robustem ABS-Verbundwerkstoff
- Besonders hygienisch, da ohne Fugen und Nähte
- UV-beständig
- Lasertauglich
- Alternativ auch aus Edelstahl mit oder ohne Kunststoffgalerie erhältlich (siehe Seite 40)

## Der doppelwandige Korpus

Schöne Hülle, harter Kern

- Stabile, langlebige Ganzmetall-Konstruktion in bewährter Sandwichbauweise für geringeres Gewicht
- Geräuschkundämmend isoliert
- Robust, stoss- und kratzfest
- Hygienisch und pflegeleicht
- UV-beständig
- Resistent gegen handelsübliche Desinfektionsmittel
- Aus pulverbeschichtetem Stahlblech in freundlichem „Weissaluminium“ (RAL 9006) oder aus geschliffenem Edelstahl

## Die robusten Fronten

Vielfalt für alle Fälle

- Aus farbig pulverbeschichtetem Stahlblech (Farben siehe Übersicht rechts)
- Gefertigt in Sandwichbauweise für geringeres Gewicht
- Dank der robusten, ergonomischen Edelstahl-Griffe mit grosszügiger Griffmulde geht die Arbeit einfach leichter von der Hand
- Hygienisch: Alle Türen und Schubladen mit umlaufender Dichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Auf Wunsch auch aus geschliffenem Edelstahl erhältlich

## Edelstahl extrem

Wenn's richtig hart zur Sache geht

MEGAdrive Funktionswagen sind für besonders starke Beanspruchung auch komplett aus Edelstahl erhältlich.

- Arbeitsfläche, Korpus und Fronten aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Extrem robust
- Beständig gegen Wasser, Wasserdampf und Luftfeuchtigkeit
- Beständig gegen schwache organische und anorganische Säuren

# FARBEN. FREUDE.

Fronten in leuchtenden Tönen setzen Akzente und machen Laune.



**Leichte Entscheidung.** Mit welcher Farbe entsteht die richtige Atmosphäre im Raum – dezent in pastell oder trendy und farbenfroh? Bei 26 Farben, die die erfahrenen Berater von MED-Systeme GmbH und FF AG als Standard gewählt haben, ist ganz sicher die Richtige dabei.

**Für besondere Wünsche** und Lieblingsfarben blättern wir aber auch gerne in den Farbmusterkarten von RAL, NCS oder Pantone und erstellen individuelle Angebote.

## Standard-Farben

(auch als Korpus- und Sockelfarben erhältlich)



Weißaluminium  
RAL 9006



Anthrazit  
RAL 7016



Meerblau  
FF 5701



Laubgrün  
FF 6644



Perlweiß  
RAL 1013



Taubenblau  
RAL 5014



Reinweiß  
RAL 9010



Ultramarinblau  
RAL 5002



Signalweiß  
RAL 9003



Hellelfenbein  
RAL 1015



Verkehrsweiß  
RAL 9016



Pastellgelb  
RAL 1034



Grauweiß  
RAL 9002



Lichtgrau  
RAL 7035



Platingrau  
RAL 7036

## F(l)avoured colours



Berry nice  
Pantone 228 C



Lime time  
Pantone 382 C

## NEUE Farben



Signalgrün  
RAL 6032



Minttürkis  
RAL 6033



Cremeweiss  
RAL 9001



Schwefelgelb  
RAL 1016



Zinkgelb  
RAL 1018



Azurblau  
RAL 5009



Erdbeerrot  
RAL 3018



Himbeerrot  
RAL 3027



Blaulila  
RAL 4005

Farbabweichungen möglich.

# MEGADRIVE

**Funktion** in ihrer schönsten Form.



**ISO-Modul Verband- und  
Behandlungswagen**

Farbe: vanillegelb

**Narkosewagen mit  
Wärmeschublade**

Farbe: verkehrsrot

**Visitewagen mit Laptop-Auszug**

Farbe: opal

**Notfallwagen**

Farbe: reinweiss

**Gipsbindewagen**

Farbe: meerblau

**Wickelwagen**

Farbe: limette

# KORPUSGRÖSSEN

## DIN- und ISO-Modul-Wagen

Mit MEGAdrive nehmen Ihre Ideen Gestalt an. Sie wählen Grösse, Ausstattung und Zubehör genau so, wie Sie es brauchen.

In drei einfachen Schritten stellen Sie sich Ihren MEGAdrive wunschgerecht zusammen:

**Schritt 1** | Benötigen Sie einen DIN- oder einen ISO-Modul-Wagen? DIN-Wagen basieren auf den standardisierten DIN-Massen. ISO-Modul-Wagen haben speziell auf die Verwendung von ISO-Modulen angepasste Korpusmasse.

**Schritt 2** | Welche Arbeitshöhe benötigen Sie? Wie breit soll Ihr MEGAdrive Wagen sein? Suchen Sie sich entsprechend Ihren Anforderungen den passenden Korpus aus den unten abgebildeten Standardgrössen heraus.

### DIN-Wagen

MEGAdrive Mini



**Arbeitshöhe** (Korpushöhe)

**830 mm** (600 mm)

Korpusbreite

450 mm

600 mm

900 mm

Korpustiefe



530 mm

580 mm

580 mm

### ISO-Modul-Wagen

MEGAdrive Mini



**Arbeitshöhe** (Korpushöhe)

**830 mm** (600 mm)

**980 mm** (750 mm)

Korpusbreite

450 mm

900 mm

450 mm

Korpustiefe





530 mm




680 mm

530 mm

**MEGAdrive Mini:  
450 mm  
Breite**

**Schritt 3** | Nun entscheiden Sie sich für die passende Frontaufteilung mit Schubladen, Auszügen, Türen und Fächern. Alle im Standard verfügbaren Kombinationen finden Sie sortiert nach DIN-/ISO-Modul-Wagen und Arbeitshöhe auf den folgenden Seiten.

	<b>MEGAdrive Mini</b> 			
<b>930 mm</b> (700 mm)	<b>980 mm</b> (750 mm)			<b>1080 mm</b> (850 mm)
600 mm	450 mm	600 mm	900 mm	600 mm
580 mm	530 mm	580 mm	580 mm	580 mm

				
		<b>1030 mm</b> (800 mm)	<b>1080 mm</b> (850 mm)	
660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	682 mm
580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm

## Ausstattungsvarianten

### Ganz nach Ihrem Wunsch

MEGAdrive bietet Ihnen für jede der 12 Standardgrössen eine Auswahl an vordefinierten Ausstattungsvarianten. So entstehen rund 60 Grundmodelle, die für jeden Einsatzbereich eine durchdachte Lösung liefern.

Mit dem entsprechenden Zubehör wird aus einem der MEGAdrive Grundmodelle dann im Handumdrehen genau der Funktionswagen, den Sie sich wünschen.

**Sonderfunktion inklusive** | Wir machen es Ihnen einfach, wenn Sie etwas Spezielles suchen: Notebookwagen (ISO), gynäkologischer Behandlungswagen (DIN), Notfallwagen (DIN), Wickelwagen (DIN), Gipsbindewagen (DIN) und Rollladenwagen (ISO) finden Sie vorkonfiguriert auf Seite 15.

**Sonderwünsche möglich** | Sollten Sie im Standardprogramm einmal nicht die passende Lösung finden, erstellen wir Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.




# AUSSTATTUNGSVARIANTEN DIN-WAGEN

DIN-Wagen  
Arbeitshöhe 830 mm

Korpusbreite

**600 mm**



**Artikelnummer 543 272**

**543 274**

**543 276**

Bestückung  
(B x H in mm) 2 Flügeltüren (300 x 600)  
2 Einlegeböden


1 Schublade (600 x 150)  
2 Flügeltüren (300 x 450)  
1 Einlegeboden

2 Schubladen (300 x 150)  
2 Flügeltüren (300 x 450)  
1 Einlegeboden

DIN-Wagen  
Arbeitshöhe 830 mm

Korpusbreite

**900 mm**



**Artikelnummer 543 293**

**543 295**

Bestückung  
(B x H in mm) 2 Flügeltüren (450 x 600)  
2 Einlegeböden



2 Schubladen (450 x 150)  
2 Flügeltüren (450 x 450)  
1 Einlegeboden

DIN-Wagen  
Arbeitshöhe 980 mm

Korpusbreite

**450 mm**

**MEGAdrive Mini**



**Artikelnummer 543 619**

**543 620**

**543 621**

Bestückung  
(B x H in mm) 1 Flügeltür (750 mm)  
2 Einlegeböden




1 Schublade (150 mm)  
1 Flügeltür (600 mm)  
1 Einlegeboden

5 Schubladen (150 mm)

DIN-Wagen  
Arbeitshöhe 980 mm

Korpusbreite

**600 mm**



**Artikelnummer 543 337**

**543 339**

**543 340**


Bestückung  
(B x H in mm) 2 Schubladen (600 x 75)  
8 Schubladen (300 x 150)

2 Schubladen (600 x 75)  
4 Schubladen (300 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)







2 Schubladen (600 x 75)  
1 Schublade (600 x 150)  
6 Schubladen (300 x 150)

DIN-Wagen  
Arbeitshöhe 830 mm

Korpusbreite

**450 mm**  
MEGAdrive Mini**Artikelnummer** 543 625**543 626**Bestückung  
(B x H in mm)1 Flügeltür (600 mm)  
2 Einlegeböden1 Schublade (150 mm)  
1 Flügeltür (450 mm)  
1 Einlegeboden**543 278**1 Schublade (600 x 150)  
3 Schubladen (300 x 150)  
1 Flügeltür (300 x 450)  
1 Einlegeboden**543 280**




4 Schubladen (600 x 150)

**543 282**2 Schubladen (600 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)**543 283**2 Schubladen (600 x 75)  
3 Schubladen (600 x 150)**543 324**2 Schubladen (300 x 150)  
1 Schublade (600 x 150)  
1 offenes Fach unten (600 x 300)**543 326**1 Schublade (600 x 150)  
6 Schubladen (300 x 150)**543 297**1 Auszugsplatte links oben (450 x 50)  
1 Schublade (450 x 100)  
4 Schubladen (450 x 150)  
1 Flügeltür (450 x 450)  
1 Einlegeboden**543 299**1 Schublade (600 x 150)  
4 Schubladen (300 x 150)  
2 Flügeltüren (300 x 450)  
1 Einlegeboden**543 300**6 Schubladen (450 x 100)  
3 Schubladen (450 x 200)**543 301**1 Schublade (900 x 150)  
1 Schublade (600 x 150)  
3 Schubladen (300 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)**543 622**3 Schubladen (150 mm)  
1 Schublade (300 mm)**543 623**2 Schubladen (75 mm)  
4 Schubladen (150 mm)**543 624**2 Schubladen (75 mm)  
2 Schubladen (150 mm)  
1 Schublade (300 mm)


Korpusbreite

**600 mm****Artikelnummer** 543 284Bestückung  
(B x H in mm)

5 Schubladen (600 x 150)

**543 285**3 Schubladen (600 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)**543 341**4 Schubladen (600 x 100)  
1 Schublade (600 x 150)  
1 Schublade (600 x 200)**543 321**1 Schublade (600 x 100)  
2 Schubladen (300 x 150)  
1 Schublade (600 x 150)  
vorbereitet für Wärmeschublade  
1 x (600 x 350) (siehe Seite 44)**543 322**vorbereitet für Wärmeschub-  
laden 2 x (600 x 375) (siehe  
Seite 44)

Korpusbreite

**900 mm****Artikelnummer** 543 309Bestückung  
(B x H in mm)2 Flügeltüren (750 x 450)  
2 Einlegeböden**543 310**2 Schubladen (450 x 150)  
2 Flügeltüren (450 x 600)  
1 Einlegeboden



**543 627**

4 Schubladen (150 mm)



**543 628**

2 Schubladen (150 mm)  
1 Schublade (300 mm)



**543 629**


2 Schubladen (75 mm)  
3 Schubladen (150 mm)



**543 630**


2 Schubladen (100 mm)  
2 Schubladen (200 mm)

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 830 mm**




**543 328**

2 Schubladen (600 x 75)  
6 Schubladen (300 x 150)



**543 330**

8 Schubladen (300 x 150)




**543 332**

2 Schubladen (600 x 75)  
1 Schublade (600 x 150)  
4 Schubladen (300 x 150)



**543 333**


3 Schubladen (600 x 100)  
2 Schubladen (600 x 150)



**543 334**

4 Schubladen (600 x 75)  
3 Schubladen (600 x 100)

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 830 mm**



**543 302**

1 Schublade (900 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)  
1 Schublade (600 x 150)  
3 Schubladen (300 x 150)



**543 304**


3 Schubladen (450 x 100)  
4 Schubladen (450 x 150)  
1 Schublade (450 x 300)



**543 291**


4 Schubladen (900 x 150)

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 830 mm**



**543 286**

2 Schubladen (600 x 75)  
4 Schubladen (600 x 150)



**543 287**

2 Schubladen (600 x 75)  
2 Schubladen (600 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)




**543 288**

1 Schublade (600 x 150)  
4 Schubladen (300 x 150)  
1 Flügeltür (300 x 600)  
1 Einlegeboden




**543 354**

1 Schublade (600 x 150)  
2 Schubladen (300 x 150)  
1 Schublade (300 x 300)  
1 Flügeltür (300 x 600)  
1 Einlegeboden



**543 289**


3 Schubladen (600 x 100)  
2 Flügeltüren (300 x 450)  
1 Einlegeboden



**543 335**

1 Schublade (600 x 150)  
8 Schubladen (300 x 150)

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 980 mm**




**543 311**

2 Schubladen (900 x 150)  
4 Schubladen (450 x 150)  
1 Schublade (450 x 300)

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 980 mm**

DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 1080 mm**

Korpusbreite  
**600 mm**









**Artikelnummer 543 355**

Bestückung  
(B x H in mm)

1 Schublade (600 x 100)  
3 Schubladen (600 x 150)  
1 Schublade (600 x 300)



DIN-Wagen  
**Arbeitshöhe 1080 mm**

# AUSSTATTUNGSVARIANTEN ISO-MODUL-WAGEN

ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 830 mm	<p>Korpusbreite <b>450 mm</b></p> 	<p>Korpusbreite <b>900 mm</b></p> 	ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 830 mm
	<p><b>Artikelnummer 543 634</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 4 Auszüge (150 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul-Behältnisse (300 x 400 mm)</p>	<p><b>Artikelnummer 543 635</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 2 Auszüge (150 mm) 1 Auszug (300 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul-Behältnisse (300 x 400 mm)</p>	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	<p>Korpusbreite <b>450 mm</b></p> 	<p>Korpusbreite <b>660 mm</b></p> 	ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm
	<p><b>Artikelnummer 543 632</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 5 Auszüge (150 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul- Behältnisse (300 x 400 mm)</p>	<p><b>Artikelnummer 543 633</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 3 Auszüge (150 mm) 1 Auszug (300 mm) Einhängerahmen für 1/2 ISO-Modul- Behältnisse (300 x 400 mm)</p>	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm	<p>Korpusbreite <b>660 mm</b></p> 	<p>Korpusbreite <b>900 mm</b></p> 	ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 980 mm
	<p><b>Artikelnummer 543 316</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 3 Auszüge (660 x 100) 3 Auszüge (660 x 150) Einhängerahmen für ISO-Modul-Behältnisse</p>	<p><b>Artikelnummer 543 317</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 2 Flügeltüren (450 x 750) Innenraum zur Aufnahme von Trägerelementen für ISO-Modul-Behältnisse</p>	
ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 1030 mm	<p>Korpusbreite <b>660 mm</b></p> 	<p>Korpusbreite <b>660 mm</b></p> 	ISO-Modul-Wagen Arbeitshöhe 1080 mm
	<p><b>Artikelnummer 543 342</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 1 Auszug (660 x 100) 2 Auszüge (660 x 150) 1 Auszug (660 x 250) Einhängerahmen für ISO-Modul-Behältnisse</p>	<p><b>Artikelnummer 543 323</b></p> <p>Bestückung (B x H in mm) 2 Auszüge (660 x 100) 2 Auszüge (660 x 150) vorbereitet für Wärmeschublade 1 x (660 x 350) (siehe Seite 44)</p>	


# AUSSTATTUNGSVARIANTEN SONDERFUNKTIONSWAGEN

## Notebookwagen (ISO-Modul-Wagen)




Artikelnummer	543 352	543 378
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	1080 x 660 x 580	1080 x 660 x 580
Bestückung (B x H in mm) Ausführung ohne MEGAclick-Reihen, ohne Zentralverriegelung	1 Notebookauszug rechts (660 x 150), 1 Auszug (660 x 100), 2 Auszüge (660 x 150), 1 Auszug (660 x 300); mit Einhängerahmen für ISO-Modul-Behältnisse	1 Notebookauszug rechts (660 x 150), 1 Hängeregister (660 x 350), 1 Auszug (660 x 150), 1 Auszug (660 x 200); mit Einhängerahmen für ISO-Modul-Behältnisse

## Gynäkologie Behandlungswagen







Artikelnummer	543 290
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	980 x 600 x 580
Bestückung (B x H in mm)	Schalterblende 50 mm hoch 4 Schubladen mit Wärmeeinrichtung max. 35–38 °C (600 x 100) 2 Schubladen (600 x 150)

## Notfallwagen




Artikelnummer	543 345
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	980 x 600 x 580
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150), 2 Schubladen (300 x 150), Halterung für Wiederbelebungseinheit (Weinmann) Infusionsstange mit 2 Edelstahl-Haken

## Wickelwagen




Artikelnummer	543 348	543 349	543 346	543 347
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	830 x 600 x 580	830 x 600 x 580	930 x 600 x 580	930 x 600 x 580
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150) 3 Schubladen (300 x 150) 1 Flügeltür (300 x 450) 1 Klappboard rechts 1 Kunststoffeinlegeboden	2 Schubladen (300 x 150) 2 Flügeltüren (300 x 450) 1 Klappboard rechts 1 Kunststoffeinlegeboden	Schiebegriff rechts  1 Flügeltür (300 x 700), Aufnahme von DIN-Modulen oder Borden Abfallauszug mit Fussbetätigung, Doppelabfallsammler (2 x 15 Liter Kunststoffeimer) mit Deckel	Schiebegriff links

## Gipsbindewagen



Artikelnummer	543 307
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	830 x 900 x 580
Bestückung (B x H in mm)	1 MEGAclick Gipsbecken (325 x 265 x 200) 1 MEGAclick Abfallsammler mit Kunststoffbeutel 1 Edelstahl-tischplatte mit umlaufendem Profilrand, 1 Verlängerungsplatte aus Edelstahl, abklappbar, 500 mm 1 Schublade mit Fächern für Verbandmaterial (900 x 150) 1 Schublade (600 x 300), 1 Schublade (600 x 150) 3 Schubladen (300 x 150)

## Rollladenwagen (ISO-Modul-Wagen)



Artikelnummer	543 402
Masse (Arbeitshöhe x B x T in mm)	1080 x 682 x 580
Bestückung (B x H in mm)	1 Rollladenfront (nach oben zu öffnen) 1 Kunststoff-tischplatte ohne Galerie

## Konfigurationsbeispiel 1

### DIN-Verband- und Behandlungswagen

Ob in der Notaufnahme, den Behandlungsräumen oder auf Station – mit MEGAdrive haben Sie das Verbrauchsmaterial und die Instrumente sofort zur Hand.

Das vielseitige Zubehör und die flexible Anbringung erlauben einfachen Zugriff

und perfekt abgestimmte Arbeitsabläufe. Die Fächer bieten grosszügigen Platz für Nachschub.

Abwurfschalen, Abfallbehälter und Entsorgungsboxen ermöglichen Ihnen die hygienische Beseitigung des gebrauchten Materials.



DIN-Verband- und Behandlungswagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen	830 mm		980 mm		
					
Arbeitshöhe	830 mm		980 mm		
Korpusbreite	600 mm	900 mm	600 mm	900 mm	
Korpustiefe	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm	

### Konfigurationsbeispiel 1:

#### Korpus

Arbeitshöhe	830 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150) 3 Schubladen (300 x 150) 1 Flügeltür (300 x 450) 1 Einlegeboden
Artikel-Nr.	543 278
Farbe	Brombeere

#### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Instrumenten-Abwurfsschale	Mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar, aus Kunststoff	Seite 34	542 842
Abfallbehälter aus Stahlblech	Pulverbeschichtet, mit Klappdeckel, 15 Liter	Seite 36	543 413

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 2

### ISO-Modul-Verband- und Behandlungswagen

Mit den MEGAdrive ISO-Modul-Wagen können Sie alle gängigen ISO-Norm-Trägerwände, -Körbe und -Kunststoffmodule verwenden.

Durch das patentierte Tür-Scharnier mit optimierter Öffnung lassen sich die ISO-

Modul-Körbe direkt einschieben oder austauschen – ohne lästiges Verkanten.

In die Schubladenrahmen mit Vollauszug werden die ISO-Modul-Körbe einfach eingelegt, schnell und sicher.

Desinfektionsmittelspender


Multifunktions-Führungselement

ISO-Modul-Korb

Abfallsammler



ISO-Modul-Verband- und Behandlungswagen (siehe Übersicht S. 10)

<b>ISO-Modul- Wagen</b>						
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>	<b>980 mm</b>		<b>1030 mm</b>		
Korpusbreite	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm		
Korpustiefe	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm		

## Konfigurationsbeispiel 2:

### Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	660 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	2 Flügeltüren (750 x 330) Innenraum zur Aufnahme von Trägerelementen für ISO-Modul-Behälter
Artikel-Nr.	543 314
Farbe	Meerblau

### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Abfallsammler mit Deckel aus Kunststoff	Mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	Seite 36	542 848
Multifunktions-Führungselement	Führungsschiene aus Kunststoff für alle gängigen ISO-Module	Seite 39	343 953
ISO-Modul	Korb aus Kunststoff	Seite 39	542 318
ISO-Modul	Korb aus Kunststoff	Seite 39	345 371

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 3


### Narkosewagen



Von Spritzen- und Kanülenspendern bis zu den Entsorgungsboxen – mit dem MEGAdrive Zubehör können Sie sich Ihren perfekten Narkosewagen zusammenstellen.

So haben Sie bei der OP-Einleitung oder im Behandlungsraum alles zuverlässig zur Hand, was Sie für Ihren optimalen Arbeitsablauf benötigen.



Narkosewagen (siehe Übersicht S. 10)

<b>DIN- Wagen</b>						
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>			<b>980 mm</b>		<b>1080 mm</b>
Korpusbreite	600 mm			600 mm		600 mm
Korpustiefe	580 mm			580 mm		580 mm

<b>ISO-Modul- Wagen</b>						
<b>Arbeitshöhe</b>		<b>980 mm</b>		<b>1030 mm</b>	<b>1080 mm</b>	
Korpusbreite		660 mm		660 mm	660 mm	682 mm
Korpustiefe		580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

### Konfigurationsbeispiel 3:

#### Korpus

Arbeitshöhe	830 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	3 Schubladen (600 x 100) 2 Schubladen (600 x 150)
Artikel-Nr.	543 333
Farbe	Granny

#### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Spritzen- und Kanülenspender	4 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 381.01
	5 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 387.01
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Handschuhspender	Für 1 Packung Handschuhe	Seite 35	543 103
Multifunktionswand 2-reihig	Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	Seite 32	543 405

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 4

### Narkosewagen mit Wärmeschublade

Mit der integrierten Wärmeschublade haben Sie patientenfreundlich vorgewärmte Infusionen schnell griffbereit – ohne zusätzliches Gerät oder zusätzliche Wege.

Die gesteuerte Luftzirkulation (Umluft) im Schubfach sorgt für die gleichmässige Erwärmung von Infusionen, Ringerlösung oder Wäsche. Einfach einschalten – fertig!

Die Temperatursicherung bietet optimalen Schutz vor Überhitzung. Die aktuelle Temperatur im Innenraum ist dank LED-Anzeige immer gut ablesbar.

Wird die Schubade geöffnet, stellt sich die Umluftheizung automatisch ab, um eine ungleichmässige Erwärmung auszuschliessen.




Desinfektionsmittelspender



Handschuhspender

Abfallbehälter

Wärmeschublade

Narkosewagen mit Wärmeschublade (siehe Übersicht S. 10)

<b>DIN-Wagen</b>						
<b>Arbeitshöhe</b>				<b>980 mm</b>		<b>1080 mm</b>
Korpusbreite				600 mm		600 mm
Korpustiefe				580 mm		580 mm

<b>ISO-Modul-Wagen</b>						
<b>Arbeitshöhe</b>		<b>980 mm</b>		<b>1030 mm</b>	<b>1080 mm</b>	
Korpusbreite		660 mm		660 mm	660 mm	
Korpustiefe		580 mm		580 mm	580 mm	

#### Konfigurationsbeispiel 4:

##### Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 100) 2 Schubladen (300 x 150) 1 Schublade (600 x 150) 1 Wärmeschublade (600 x 350)
Artikel-Nr.	543 321
Farbe	Opal

##### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Handschuhspender	Für 1 Packung Handschuhe	Seite 35	543 103
Abfallsammler mit Deckel	Aus Edelstahl	Seite 36	542 841
Wärmeschublade	Für Infusionen	Seite 44	346 784 01

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 5

### Notfallwagen

Schnell zur Stelle: Der Notfallwagen von MEGAdrive bietet Ihnen höchste Funktionalität, wenn es auf jede Sekunde ankommt. Von Sauerstoffflasche und Reanimationsbrett bis Notfallkoffer und Defibrillator finden alle wichtigen Utensilien ihren sicheren Platz.

Nach Bestückung und Überprüfung durch das Fachpersonal kann der Wagen verplombt werden – als eindeutiges Zeichen dafür, dass der Wagen wieder voll einsatzbereit ist.



Notfallwagen (siehe Übersicht S. 10)

<b>DIN-Wagen</b>						
						
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>			<b>980 mm</b>		
Korpusbreite	600 mm			600 mm		
Korpustiefe	580 mm			580 mm		

### Konfigurationsbeispiel 5:

#### Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	1 Schublade (600 x 150) 2 Schubladen (300 x 150) Halterung für Wiederbelebungseinheit (Gerät zu beziehen von Firma Weinmann) Infusionshalter mit 2 Edelstahlhaken
Artikel-Nr.	543 345
Farbe	Reinweiss

#### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Ablage für Defibrillator	Höhenverstellbare, drehbare Ablageplatte, 10 kg Belastbarkeit	Seite 43	542 854
Geräteschiene mit MEGAclick	An Seitenwand befestigt, zur Aufnahme von Zubehör, max. Tragkraft 50 kg	Seite 32	543 467
Reanimationsbrett	Mit Halterung, an der Rückwand verschraubt	Seite 43	543 741
Plombierleiste	Für Schubladen, links oder rechts am Wagen montiert	Seite 43	542 299
Plomben	100 Stück	Seite 43	542 310

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 6

### Intensivpflegewagen

Auf der Intensivstation sind Sie oft mit extremen Herausforderungen konfrontiert. Ob als Venen-/Thoraxkatheterwagen oder als Intubationswagen – der MEGAdrive Intensivpflegewagen steht Ihnen zur Seite. Das gut zu organisierende Zubehör

spart Zeit und gibt Sicherheit. Der grosszügige Stauraum bietet Platz, um für alle Eventualitäten gut gerüstet zu sein.

Spritzen- und  
Kanülenspender

Desinfektions-  
mittelspender

Entsorgungsbox

Katheterköcher

Instrumenten-  
Abwurfchale



Intensivpflegewagen (siehe Übersicht S. 10)

<b>DIN-Wagen</b>						
	<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>	<b>980 mm</b>	<b>980 mm</b>	<b>1080 mm</b>	<b>1080 mm</b>
Korpusbreite	600 mm	900 mm		600 mm	900 mm	600 mm
Korpustiefe	580 mm	580 mm		580 mm	580 mm	580 mm

<b>ISO-Modul-Wagen</b>										
	<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>	<b>980 mm</b>	<b>980 mm</b>	<b>1030 mm</b>	<b>1080 mm</b>				
Korpusbreite	900 mm	660 mm	900 mm	660 mm	660 mm	660 mm	682 mm			
Korpustiefe	680 mm	580 mm	680 mm	580 mm	580 mm	580 mm	580 mm			580 mm

### Konfigurationsbeispiel 6:

#### Korpus

Arbeitshöhe	980 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	2 Schubladen (600 x 75) 4 Schubladen (600 x 150)
Artikel-Nr.	543 286
Farbe	Vanillegelb

#### Zubehör

Zubehör		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Spritzen- und Kanülenspender (First-in/First-out-Prinzip)	3 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 383.01
	5 Acrylglas-Schütten	Seite 37	543 384.01
Desinfektionsmittelspender 1000 ml	Zum Einhängen in die Galerie	Seite 38	543 380
Entsorgungsboxen-Set	Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Seite 33	542 839
Katheterköcher	3-fach unterteilt für Absaug-Katheter, aus Edelstahl	Seite 33	542 844
Instrumenten-Abwurfsschale	Mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar, aus Kunststoff	Seite 34	542 842
Multifunktionswand 2-reihig	Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	Seite 32	543 405

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Konfigurationsbeispiel 7

### Wickelwagen

Auf der Entbindungsstation, in der Praxis oder in der Klinik beim Rooming-In: Die fahrbaren MEGAdrive Wickelwagen bieten viel Platz für Windeln, Wäsche und eine Extra-Portion liebevoller Pflege.

Reichlich Stauraum und die hygienisch getrennten Abfallbehälter sorgen dafür, dass beim Wickeln und Pflegen von Säuglingen und Kleinkindern alles rund läuft.

Von der Waschschale und den Wickelpolstern bis zur Wärmelampe bleiben auch beim Zubehör keine Wünsche offen.

Wärmelampe

Wickelauflage

Waschschale



Wickelwagen (siehe Übersicht S. 10)

DIN-Wagen						
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>830 mm</b>		<b>930 mm</b>			
Korpusbreite	600 mm		600 mm			
Korpustiefe	580 mm		580 mm			

### Konfigurationsbeispiel 7:

#### Korpus

Arbeitshöhe	930 mm
Korpusbreite	600 mm
Korpustiefe	580 mm
Bestückung (B x H in mm)	Schiebegriff rechts 1 Flügeltür (320 x 700) Aufnahme von DIN-Modulen oder Borden Abfallauszug mit Fussbetätigung Doppelabfallsammler (2 x 15 l Kunststoffeimer) mit Deckel
Artikel-Nr.	543 346
Farbe	Limette

#### Zubehör

		Weitere Informationen	Art.-Nr.
Wärmestrahler	Für Säuglinge zum Schutz vor Auskühlung	Seite 42	NU-60020-3
Halterung	Halterung für Wärmelampe	Seite 42	HSP-00289
Wickelauflage	Weiche Unterlage, vorgeformt für den Babykörper, abwaschbare Folie, mit abgenähter Mulde, desinfektionsmittelbeständig	Seite 42	542 795
Waschschale	Mit 2 Wasserabteilen und Ablage, aus Kunststoff, verdeckte Halterung aus Edelstahl, abnehmbar	Seite 36	542 867

+ Das komplette Zubehör finden Sie ab Seite 30.

## Zubehör

### Der Trick mit dem „Click!“

**MEGAdrive mit MEGAclick:  
Minimaler Aufwand für maximale Funktion.**

Schnell angebracht, schnell ausgetauscht und immer sofort einsatzbereit – mit dem einzigartigen Zubehör-System MEGAclick können Sie flexibel auf alle Herausforderungen des medizinischen Alltags reagieren.




An der linken Seitenwand der MEGADrive Wagen sind im Standard 10 MEGAclick Steckplätze angebracht.

Zusätzliche Möglichkeiten bietet Ihnen ab sofort die optionale Multifunktionswand mit ein oder zwei Reihen MEGAclick.

Die Multifunktionswand ist perfekt für alles, was Sie oberhalb der Arbeitsfläche griffbereit haben möchten.

Bei Korpusbreiten von 600 mm / 660 mm stehen Ihnen dort je Reihe 5 Steckplätze zur Verfügung, bei einer Korpusbreite von 900 mm je Reihe 8 Steckplätze.



Das MEGAclick System besteht aus zwei Komponenten: Ein Teil ist in der Seitenwand bzw. der Multifunktionswand integriert, der andere Teil direkt am Zubehör befestigt.

Einfach die MEGAclick Abdeckung abnehmen, das Zubehör einstecken – fertig!

## Zubehör

MEGAclick Multifunktionswand	32
MEGAclick Zubehör	33
Galerie-Zubehör	38
DIN- und ISO-Module	39
Tischplatte und Verlängerung	40
Sonstiges Zubehör	41
Zubehör Wickelwagen	42
Zubehör Notfallwagen	43
Wärmeschublade	44
Schubladeneinsatz	45
Schubladenmasse	45
Schubladenteiler	46

## ZUBEHÖR MEGACLICK



Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>Multifunktionswand 1-reihig</b> Zur Befestigung an der Rückwand, mit einer Reihe MEGACLICK versehen, Farbe Weissaluminium, Tragkraft 20 kg		
Für Wagenbreite 450 mm (4 Steckplätze)	454 x 25 x 335 mm	<b>543 637</b>
Für Wagenbreite 600/660 mm (5 Steckplätze)	604 x 25 x 335 mm	<b>543 403</b>
Für Wagenbreite 900 mm (8 Steckplätze)	928 x 25 x 335 mm	<b>543 407</b>



<b>Multifunktionswand 2-reihig</b> Zur Befestigung an der Rückwand, mit zwei Reihen MEGACLICK versehen, Farbe Weissaluminium, Tragkraft 20 kg		
Für Wagenbreite 450 mm (2 x 4 Steckplätze)	454 x 25 x 500 mm	<b>543 638</b>
Für Wagenbreite 600/660 mm (2 x 5 Steckplätze)	604 x 25 x 500 mm	<b>543 405</b>
Für Wagenbreite 900 mm (2 x 8 Steckplätze)	928 x 25 x 500 mm	<b>543 409</b>



<b>Geräteschiene aus Rechteckrohr</b>		
Passend für MEGAdrive Mini Belastbarkeit 50 kg	o. Halterung: 470 x 25 x 10 mm m. Halterung: 470 x 63 x 66 mm	<b>543 642</b>
Kurze Ausführung Belastbarkeit 25 kg	o. Halterung: 250 x 25 x 10 mm m. Halterung: 280 x 63 x 66 mm	<b>543 500</b>
Lange Ausführung Belastbarkeit 50 kg	o. Halterung: 470 x 25 x 10 mm m. Halterung: 540 x 63 x 66 mm	<b>543 467</b>

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Hakenleiste</b> Zur Aufnahme von Zubehör für die Ver- und Entsorgung Hakenabstand 530 mm	540 x 20 x 70 mm	<b>543 466</b>
	<b>Einhängehaken</b> Einfach, aus Edelstahl, Belastbarkeit 5 kg		<b>543 193</b>
	<b>Entsorgungsboxen-Set</b> Bestehend aus 10 Boxen mit einem Halter	Ø 140 mm, 145 mm hoch	<b>542 839</b>
	<b>Katheter-Köcher</b> Aus Edelstahl, 3-fach unterteilt für Absaug-Katheter	160 x 75 x 500 mm	<b>542 844</b>
	<b>Katheterköcher mit Deckel</b> nutzbares Innenmass: 450 mm		<b>543 747</b>
	<b>Infusionsständer mit Halterung</b> mit 2 Haken, Abtropfglas und Halterung		<b>542 847</b>

## ZUBEHÖR MEGACLICK

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Verbandmaterial-Ablage</b> Aus Edelstahl, abnehmbar, mit Halterung	350 x 320 x 65 mm	<b>542 846</b>
	<b>Spezial-Behälter mit Deckel</b> Aus Edelstahl, nahtlos tiefgezogen, mit Halterung, Inhalt 17 Liter	350 x 320 x 200 mm	<b>542 840</b>
	<b>Eimer</b> Aus Edelstahl, mit Halterung, Inhalt 10 Liter	Ø Innenmass oben: 280 mm	<b>542 845</b>
	<b>Instrumenten-Abwurfchale</b> Aus Kunststoff, mit geschlossenem Deckel und Halterung, sterilisierbar	300 x 225 x 125 mm	<b>542 843</b>
	<b>Instrumenten-Abwurfchale</b> Aus Kunststoff, mit Schlitzdeckel und Halterung, sterilisierbar	300 x 225 x 125 mm	<b>542 842</b>

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Desinfektionsmittelspender Edelstahlpumpe autoklavierbar bis +134 °C</b>		
	500 ml, Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert, langer Bedienhebel	82 x 225 x 283 mm (ohne Halterung)	<b>543 746</b>
	1000 ml, Edelstahlgehäuse, kurzer Bedienhebel, mit abschliessbarer Verschlussblende, mit Sichtschlitz	94 x 162 x 325 mm (ohne Halterung)	<b>543 745</b>
	<b>Handschuhspender für 1 Packung Handschuhe</b> Aus Edelstahl	140 x 85 x 200 mm	<b>543 103</b>
	<b>Handschuhspender für 3 Packungen Handschuhe</b> Aus Edelstahl	200 x 85 x 415 mm	<b>543 109</b>
	<b>Handschuhspender für 3 Packungen Handschuhe</b> Aus Edelstahl, für verschiedene Packungsgrößen	415 x 85 x 230 mm	<b>543 148</b>
	<b>Einhängehaken</b> Aus Edelstahl, Belastbarkeit 5 kg		<b>542 830</b>

## ZUBEHÖR MEGACLICK

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Abfallbehälter</b> Aus Edelstahl, stabiler Abfallbehälter, mit Klappdeckel, 15 Liter Fassungsvermögen	320 x 190 x 410 mm	<b>542 829</b>
	<b>Abfallbehälter</b> Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Klappdeckel, 15 Liter Fassungsvermögen		<b>543 413</b>
	<b>Abfallsammler mit Deckel</b> Aus Edelstahl, mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	320 x 190 x 415 mm	<b>542 841</b>
	<b>Abfallsammler mit Deckel</b> Aus Kunststoff, mit 15-Liter-Kunststoffbeutel	300 x 210 x 430 mm	<b>542 848</b>
	<b>Ersatzbeutel</b> 48 Stück zu je 15 Liter, in Rollenform		<b>145 240</b>
	<b>Abfallbehälter mit integrierter Kniebetätigung und Deckel</b> Dauerhaft antibakteriell durch Nylon mit Microban, mit entnehmbarem Innenbehälter, Farbe weiss		
	8 Liter Fassungsvermögen	225 x 225 x 360 mm	<b>542 827</b>
	20 Liter Fassungsvermögen	350 x 250 x 520 mm	<b>543 750</b>
	<b>Waschschale</b> Aus Kunststoff, Waschschale mit 2 Wasserabteilen und Ablage, verdeckte Halterung aus Edelstahl	400 x 250 x 110 mm	weiss <b>542 867</b>

! Zur Anbringung der Spritzen- und Kanülpender ist die MEGAclick Multifunktionswand Voraussetzung

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Spritzen- und Kanülpender</b> 4 mittlere Acrylglas-Schütten	601 x 171 x 206 mm	<b>543 381.01</b>
	<b>Spritzen- und Kanülpender</b> 5 kleine Acrylglas-Schütten	601 x 136 x 163 mm	<b>543 387.01</b>
	<b>Spritzen- und Kanülpender (First-in / First-out-Prinzip)</b> 5 kleine Acrylglas-Schütten	600 x 110 x 165 mm	<b>543 384.01</b>
	<b>Spritzen- und Kanülpender (First-in / First-out-Prinzip)</b> 3 grosse Acrylglas-Schütten,  <b>Ohne Tablett</b>	600 x 162 x 243 mm	<b>543 383.01</b>
	<b>Mit Tablett</b> aus Edelstahl, nicht mit weiterem Spritzen- und Kanülpender kombinierbar	600 x 162 x 268 mm	<b>543 382.01</b>
	<b>Tupferspender und Befeuchter</b> , gesteckt Nur in Verbindung mit 543 383.01 oder 543 382.01	125 x 227 x 268 mm	<b>543 393</b>

## ZUBEHÖR GALERIE

Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.	
	<b>Desinfektionsmittelpender Edelstahlpumpe autoklavierbar bis +134 °C</b>		
	500 ml, Aluminiumgehäuse silberfarbig eloxiert, langer Bedienhebel, inklusive Auffangschale	82 x 225 x 283 mm (ohne Halterung)	<b>543 379</b>
	1000 ml, Edelstahlgehäuse, kurzer Bedienhebel, mit abschliessbarer Verschlussblende, mit Sichtschlitz	94 x 162 x 325 mm (ohne Halterung)	<b>543 380</b>
	<b>Handschuhspender</b> Aus Edelstahl, für 1 Packung Handschuhe		
		140 x 72 x 230 mm	<b>543 146</b>
	<b>Aus Edelstahl, für 3 Packungen Handschuhe</b>		
		415 x 72 x 230 mm	<b>543 411</b>
	<b>Katheter-Korb</b> Aus fest verschweisstem Edelstahl-Drahtgitter mit Ober- und Bodenrahmen		
	<b>Einhängehaken</b> Aus Edelstahl		<b>543 389</b>
	<b>Energieleiste</b> Kabel 3 m lang, ohne Potentialausgleich		
	<b>Energieleiste 6-fach schwarz</b> inklusive Halter zum Einhängen in Kunststoff-Galerie  Aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Steckdosen mit Kinderschutz	400 x 70 mm	<b>H40-543385</b>

## ZUBEHÖR DIN- UND ISO-MODULE



Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>ISO-Modul</b> Geschlossen, aus Kunststoff	600 x 400 x 50 mm	<b>345 351</b>
Unterteilbar	300 x 400 x 50 mm	<b>345 346</b>
Nicht unterteilbar	300 x 400 x 100 mm	<b>345 348</b>
Nicht unterteilbar	300 x 400 x 200 mm	<b>543 683</b>



<b>ISO-Modul</b> Korb aus Kunststoff	600 x 400 x 100 mm	<b>542 318</b>
	600 x 400 x 200 mm	<b>345 371</b>
Unterteilbar	300 x 400 x 100 mm	<b>345 368</b>
Unterteilbar	300 x 400 x 200 mm	<b>543 684</b>



<b>Multifunktions-Führungselement</b> Führungsschiene aus Kunststoff mit integrierten Clips, Belastbarkeit 15 kg pro Element		
Für alle gängigen ISO-Module	390 mm lang	<b>343 953</b>
	590 mm lang	<b>343 951</b>
Für alle gängigen DIN-Module	490 mm lang	<b>343 952</b>



<b>DIN-Drahtkorb</b> Rilsan-Beschichtet	268 x 500 x 100 mm	<b>600 533</b>
	268 x 500 x 180 mm	<b>600 534</b>

<b>DIN-Modul</b> Geschlossen, aus Kunststoff	268 x 500 x 50 mm	<b>600 532</b>
---	-------------------	----------------

## ZUBEHÖR TISCHPLATTE UND VERLÄNGERUNG



Modellbezeichnung	für Wagenbreite	Art.-Nr.
<b>Edelstahl-tischplatte mit 3-seitiger Kunststoff-Galerie*</b> Für DIN-Wagen, mit Profilrand	600 mm	543 394
	900 mm	543 395
Für ISO-Modul-Wagen, ohne Profilrand	660 mm	543 398
	900 mm	543 399
<b>Edelstahl-tischplatte mit 3-seitiger Edelstahl-Galerie</b> Für DIN-Wagen	450 mm	543 769
	600 mm	543 763
	900 mm	543 765
Für ISO-Modul-Wagen,	450 mm	543 769
	660 mm	543 767
	900 mm	543 768

\* Höhe 80 mm; Materialdicke 20 mm;  
Stellfläche = Abdeckungsgrösse (Korpusbreite minus 50 mm/Korpustiefe minus 25 mm)



<b>Edelstahl-Tischplatte ohne Galerie, ohne Profilrand</b> Für DIN-Wagen	450 mm	543 716
	600 mm	543 396
	900 mm	543 397
Für ISO-Modul-Wagen	450 mm	543 716
	660 mm	543 400
	900 mm	543 401




Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.	
<b>Verlängerungsplatte (abklappbar) Aus Edelstahl, Belastbarkeit 10 kg</b>	Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	300 x 595 mm	543 752
	Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	500 x 595 mm	543 528
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 644
Links montiert	300 x 595 mm	543 751	
	Links montiert	500 x 595 mm	543 525
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 645
Rechts oder links, lose	300 x 595 mm	543 753	
	Rechts oder links, lose	500 x 595 mm	543 524
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	310 x 509 mm	543 646



<b>Verlängerungsplatte (abklappbar) Aus Kunststoff, Belastbarkeit 10 kg</b>	Rechts montiert (Schiebegriff entfällt)	460 x 590 mm	543 418
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 761
Links montiert	460 x 590 mm	543 419	
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 762
Rechts oder links, lose	460 x 590 mm	543 417	
	wie oben, passend für MEGAdrive Mini	460 x 540 mm	543 760

## ZUBEHÖR SONSTIGES

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Zentralverriegelung</b> Für Schubladenblöcke, rechts oder links inkl. 2 Schlüssel		<b>542 298</b>
	<b>Zentralverriegelung für elektrische Schliessung, 542298 E</b> nur in Verbindung mit	LS 200 Pin-Code <hr/> LS 300 RFID <hr/> LS 400 Pin-Code, RFID	<b>543 503</b>     <b>543 504</b>    <b>543 505</b>
	<b>Regalaufsatzgestell</b> Aus Edelstahl, für Wagenrückwand, 2 Hakenpaare, Hakenabstand 350 mm, max. Belastung 15 kg, ohne Sterilgutkorb	550 x 1150 mm    lose <hr/> montiert	<b>543 144</b>     <b>543 143</b>
	<b>Schiebegriff</b> Aus Edelstahl, als zusätzlicher Griff, montiert		<b>543 415</b>
	<b>HES Beschriftungssystem</b> Magnetische Schilder aus transparentem Kunststoff zur Beschriftung der Schubladen, Auszüge und Türen, VE 10 Stück	114 x 25 mm	<b>543 465</b>

## ZUBEHÖR WICKELWAGEN

	Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
	<b>Wickelpolster</b> Weiche Unterlage, vorgeformt für den Babykörper, abwaschbare Folie mit abgenähter Mulde, desinfektionsmittelbeständig	570 x 570 x 40 mm	<b>542 795</b>
	<b>Wickelpolster</b> Weiss, flache Ausführung, mit 3-seitigem hochgezogenem Rand	570 x 560 x 60 mm	<b>542 316</b>
	<b>Wärmestrahler</b> Zur Erhaltung der Körpertemperatur von Säuglingen, Kleinkindern und Erwachsenen Erfüllt die Anforderungen der optimalen Sicherheit für Patienten und Pflegepersonal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mikroprozessorgesteuerte Heizleistungsregelung und Alarmüberwachung</li> <li>- Programmierbare Heizleistung von 0 bis 98% über 4 Heizstufen</li> <li>- Keramikheizelement mit schneller Aufwärmzeit und hohem Wirkungsgrad</li> <li>- LED-Beleuchtung für eine blendfreie und farbechte Ausleuchtung der Arbeitsfläche</li> </ul>		<b>NU-60020-3</b>
	<b>Halterung für Wärmestrahler</b> Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, pulverbeschichtet (RAL 9016 verkehrsweiss) oder elektropliert fix montiert, ca. 95 cm über Arbeitsfläche		<b>HSP-00289</b>
	<b>Einlegebord aus Kunststoff</b> Für Wickelwagen mit Bordträger-Set	529 x 283 x 19 mm	<b>542 849</b>

! Die Waschschale (Art.-Nr. 542 826 marine/542 867 weiss) finden Sie im MEGAclick Zubehör auf Seite 36.

! Multifunktions-Führungselemente (Art.-Nr. 343 952) und DIN-Module (Art.-Nr. 600 532) finden Sie beim Zubehör DIN- und ISO-Module auf Seite 39.

## ZUBEHÖR NOTFALLWAGEN

	Modellbezeichnung	Masse (L x B x H)	Art.-Nr.
	<b>Reanimationsbrett</b> Mit Halterung, an der Rückwand verschraubt	800 x 450 x 10 mm	<b>543 741</b>
	<b>Ablage für Defibrillator</b> Höhenverstellbare, drehbare Ablageplatte, 10 kg Belastbarkeit, Fixierung Defibrillator mit Klettband, Stange aus Edelstahl, Ablage aus Stahlblech, nicht kombinierbar mit Multifunktionswand  (Defibrillator nicht im Lieferumfang enthalten)	450 x 400 mm (L x B)  325 x 255 mm (L x B)	<b>542 854</b>  <b>543 743</b>
	<b>Halterung für Sauerstoffflasche</b> An der Seitenwand befestigt, für Flaschen 5/10 Liter, Ø 145–205 mm, variabel  Halterung für Sauerstoffflasche	132,5 x 160 x 230 mm  2 Liter	<b>542 304</b>  <b>543 744</b>
	<b>Plombierleiste für Schubladen</b> Links oder rechts am Wagen montiert, verkehrsrot (RAL 3020)	rechts  links	<b>542 299</b>  <b>543 463</b>
	<b>Plombierleiste für Schubladen</b> Konfigurierbar, gemäss Farbkarte		<b>543 532</b>
	<b>Plomben</b> 100 Stück		<b>542 310</b>

29.09.2023

29.09.2023

## ZUBEHÖR WÄRMESCHUBLADE

Die praktischen Wärmeschubladen für Wäsche oder für Infusionen können in alle MEGAdrive-Wagen integriert werden.



### Wärmeschublade für Wäsche

Damit können Sie Textilien vorwärmen, um die Patienten vor Unterkühlung zu bewahren und den Wohlfühlfaktor zu erhöhen.

### Wärmeschublade für Infusionen

Ohne zusätzliche Geräte oder Wege können Sie Kochsalzlösung auf Körpertemperatur erwärmt bereithalten – zum Schutz und Wohle der Patienten.

	Wärmeschublade für Wäsche	Wärmeschublade für Infusionen
<b>Ausführung</b>	Wärmeschublade mit gelochtem Einsatz, Schalterblende und LED-Display zur Innentemperaturanzeige	Wärmeschublade mit gelochtem Einsatz, Schalterblende und LED-Display zur Innentemperaturanzeige
<b>Schubladenbreite/ Kapazität</b>	450 mm: 24 dm <sup>3</sup> 600 mm: 36 dm <sup>3</sup> 660 mm: 40 dm <sup>3</sup>	450 mm: 12 x 1 l oder 20 x 0,5 l Flaschen 600 mm: 20 x 1 l oder 32 x 0,5 l Flaschen 660 mm: 24 x 1 l oder 36 x 0,5 l Flaschen
<b>Schubladenhöhe</b>	350/375 mm	350/375 mm
<b>Nutzlast</b>	30 kg	30 kg
<b>Elektr. Anschluss/ Leistung</b>	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 Watt, 1,7 A	220–240 V AC, 50–60 Hz 400 Watt, 1,7 A
<b>Temperatur</b>	Regelbar von +40 °C bis +65 °C, werkseitig auf +60 °C eingestellt, Übertemperatursicherung bei +75 °C, PTC-Heizelement selbstbegrenzend	Regelbar von +33 °C bis +37 °C, werkseitig auf +37 °C eingestellt, Übertemperatursicherung bei +46 °C, PTC-Heizelement selbstbegrenzend
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>543 064 01</b>	<b>346 784 01</b>

! Die Funktionswagen 543 321 / 543 322 / 543 323 (siehe Seite 13–14) sind bereits für die Wärmeschublade vorbereitet.

## ZUBEHÖR SCHUBLADENEINSATZ UND SCHUBLADENMASSE



Modellbezeichnung	Masse (B x T x H)	Art.-Nr.
<b>Schubladeneinsatz</b> Aus tiefgezogenem Kunststoff, ab 75 mm Höhe, für Blendenbreite 600 mm	472 x 490 x 40 mm	<b>372 520</b>

Damit Sie die Verwendung Ihrer MEGADrive Schubladen optimal planen können, haben wir Ihnen hier alle wichtigen Aussen- und Innenmasse zusammengestellt.

Auf die Schubladengrößen abgestimmte Schubladenteiler finden Sie auf den folgenden Seiten.

Blendenhöhe	Kastenhöhe	Nutzhöhe	Material
75 mm	45 mm	60 mm	Metall
100 mm	65 mm	83 mm	
150 mm	90 mm	133 mm	
200 mm	140 mm	183 mm	
300 mm	240 mm	283 mm	


Blendenbreite	Kastenbreite innen	Kastentiefe innen	Material
300 mm	192 mm	474 mm	Metall
450 mm	342 mm	474 mm	
450 mm (Mini)	342 mm	422 mm	
600 mm	492 mm	474 mm *	
900 mm	792 mm	474 mm	

\* 374 mm aus Metall bei Gynäkologie-Behandlungswagen (Art.-Nr. 543 290)




# HESS SCHUBLADENTEILER

## Schubladen-Set Systemhöhe 35 mm





Artikelnummer	S-75-SET.00	S-75-SET.01	S-75-SET.02
Masse (B x T x H in mm)	492 x 474 x 35	492 x 474 x 35	492 x 474 x 35
Schubladen-Set 35 für Schubladen mit Frontblende 75 mm	1 Rasterleistenpaar 3 Universalschienen 12 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 18 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 3 Universalschienen 26 Universalteiler


## Schubladen-Set Systemhöhe 55 mm



Artikelnummer	S-150-SET.00	S-150-SET.01	S-150-SET.02
Masse (B x T x H in mm)	492 x 474 x 57	492 x 474 x 57	492 x 474 x 57
Schubladen-Set 55 für Schubladen mit Frontblende 100 und 150 mm	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 6 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 1 Universalschiene 2 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen



Artikelnummer	S-150-SET.03	S-150-SET.04	S-150-SET.05
Masse (B x T x H in mm)	492 x 474 x 57	492 x 474 x 57	492 x 474 x 57
Schubladen-Set 55 für Schubladen mit Frontblende 100 und 150 mm	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 2 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 4 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 9 Universalteiler



Artikelnummer	S-150-SET.06
Masse (B x T x H in mm)	492 x 474 x 57
Schubladen-Set 55 für Schubladen mit Frontblende 100 und 150 mm	1 Rasterleistenpaar 4 Universalschienen 19 Universalteiler

### Schubladen-Set Systemhöhe 180 mm





<b>Artikelnummer</b>	<b>S-180-SET.00</b>
Masse (B x T x H in mm)	492 x 474 x 180
Schubladen-Set 180 für Schubladen mit Frontblende 300 mm	6 Plexiglasschienen 16 Verbindungselemente

### Schubladen-Set Systemhöhe 55 mm zu MEGAdrive Mini




<b>Artikelnummer</b>	<b>S-150-SET.10</b>	<b>S-150-SET.11</b>	<b>S-180-SET.10</b>
Masse (B x T x H in mm)	450 x 474 x 57	450 x 474 x 57	450 x 474 x 57
Schubladen-Set für Schubladen mit Frontblende 100, 150 und 300 mm	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 6 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 1 Universalschiene 2 Universalteiler	6 Universalteiler



<b>Artikelnummer</b>	<b>S-150-SET.14</b>	<b>S-75-SET.10</b>	<b>S-150-SET.15</b>
Masse (B x T x H in mm)	450 x 474 x 57	450 x 474 x 57	450 x 474 x 57
Schubladen-Set für Schubladen mit Frontblende 100, 150 und 300 mm	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 4 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 3 Universalschienen 12 Universalteiler	1 Rasterleistenpaar 2 Universalschienen 9 Universalteiler

# ZUBEHÖR SCHUBLADENTEILER


## Schubladenbreite 300 mm



**Bezeichnung** **Art.-Nr.**


<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	Schubladenteiler HH300H55	<b>543 649</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	Schubladenteiler HH300H100	<b>543 650</b>

## Schubladenbreite 600 mm




**Bezeichnung** **Art.-Nr.**

<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	Schubladenteiler HH600H35	<b>543 659</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	Schubladenteiler HH600H55	<b>543 660</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	Schubladenteiler HH600H100	<b>543 661</b>
<b>Höhe</b>	<b>150 mm</b>	Schubladenteiler HH600H150	<b>543 662</b>




**Bezeichnung** **Art.-Nr.**

<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	Schubladenteiler HH600H35	<b>543 663</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	Schubladenteiler HH600H55	<b>543 664</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	Schubladenteiler HH600H100	<b>543 665</b>
<b>Höhe</b>	<b>150 mm</b>	Schubladenteiler HH600H150	<b>543 666</b>



**Bezeichnung** **Art.-Nr.**



<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	Schubladenteiler HH600H35	<b>543 667</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	Schubladenteiler HH600H55	<b>543 668</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	Schubladenteiler HH600H100	<b>543 669</b>
<b>Höhe</b>	<b>150 mm</b>	Schubladenteiler HH600H150	<b>543 670</b>



**Bezeichnung** **Art.-Nr.**

<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	Schubladenteiler HH600H35	<b>543 671</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	Schubladenteiler HH600H55	<b>543 672</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	Schubladenteiler HH600H100	<b>543 673</b>
<b>Höhe</b>	<b>150 mm</b>	Schubladenteiler HH600H150	<b>543 674</b>

**Schubladenbreite  
450 mm  
für MEGAdrive Mini**



**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Höhe 55 mm**

Schubladenteiler HH450H55 Mini

**543 655**

Schubladenteiler HH450H55 Mini

**543 657**



**Höhe 100 mm**

Schubladenteiler HH450H100 Mini

**543 656**

Schubladenteiler HH450H100 Mini

**543 658**



**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Höhe 55 mm**

Schubladenteiler HH450H55

**543 651**

Schubladenteiler HH450H55

**543 653**

**Höhe 100 mm**



Schubladenteiler HH450H100

**543 652**

Schubladenteiler HH450H100

**543 654**

**Schubladenbreite  
900 mm**



**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**



**Höhe 100 mm**

Schubladenteiler HH900H100

**543 675**

Schubladenteiler HH900H100

**543 676**



**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Bezeichnung**

**Art.-Nr.**

**Höhe 100 mm**

Schubladenteiler HH900H100

**543 677**

Schubladenteiler HH900H100

**543 678**

# ERWEITERUNGSSETS

Lieferung der Zusatzbahnen auf Mass.

Lieferung der Teilersets in Standardlängen; Kürzen auf gewünschte Länge ist möglich (Sollbruchstellen).

<b>Schubladenbreite 300 mm</b>		<b>Passend für</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 649	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 685</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 650	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 686</b>

<b>Schubladenbreite 450 mm</b>		<b>Passend für</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 655, 543 657	Zusatzbahn (Mini) 2 St. inkl. Clips	<b>543 700</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 651, 543 653	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 687</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 651, 543 653, 543 655, 543 657	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 689</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 656, 543 658	Zusatzbahn (Mini) 2 St. inkl. Clips	<b>543 701</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 652, 543 654	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 688</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 652, 543 654, 543 656, 543 658	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 690</b>

<b>Schubladenbreite 600 mm</b>		<b>Passend für</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	543 671	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 696</b>
<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	543 659, 543 663, 543 667	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 691</b>
<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	543 667, 543 671	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 695</b>
<b>Höhe</b>	<b>35 mm</b>	543 659	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 692</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 672	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 697</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 660, 543 664, 543 668	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 687</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 660	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 693</b>
<b>Höhe</b>	<b>55 mm</b>	543 668, 543 672	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 689</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 673	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 698</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 665, 543 669, 543 661	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 688</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 669, 543 673	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 690</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 661	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 694</b>

<b>Schubladenbreite 900 mm</b>		<b>Passend für</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Art.-Nr.</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 675, 543 677	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 688</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 676, 543 678	Zusatzbahn 2 St. inkl. Clips	<b>543 699</b>
<b>Höhe</b>	<b>100 mm</b>	543 676, 543 677	Teilerset 5 St. inkl. Gegenclips	<b>543 690</b>

# SONDERLÖSUNGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.
entfall MEGAclick	HE543001
entfall Schiebegriff	HE543002
nur eine Reihe MEGAclick links anstatt zwei Reihen	HE543003
Schiebegriff links anstatt rechts <b>ohne</b> zusätzliche Reihe MEGAclick unterhalb Schiebegriff	HE543004
Schiebegriff links anstatt rechts <b>mit</b> zusätzlicher Reihe MEGAclick unterhalb Schiebegriff	HE543005
zusätzlicher Schiebegriff links mit zusätzlicher Reihe MEGAclick unterhalb Schiebegriff	HE543006
zusätzliche Reihe MEGAclick unterhalb Schiebegriff rechts	HE543007
zwei Reihen MEGAclick rechts anstatt Schiebegriff	HE543008
CNS-Tischplatte 600 mm, mit Profilrand, ohne Galerie	HE543009
CNS-Tischplatte 900 mm, mit Profilrand, ohne Galerie	HE543010
Aufpreis zusätzliche Schublade	HE543016
Aufpreis zusätzliche Schubladen-Zusammensetzung mit gleicher Anzahl Schubladen	HE543018
Minderpreis je Schubladen-Entfall	HE543017
Aufpreis zusätzliche Schublade	HE543008
Aufpreis Sonderfarbe Front	HE543009
Aufpreis Sonderfarbe Sockel	HE543009
Eine Reihe MEGAclick anstatt Schiebegriff (rechte Wagenseite)	HE543009
MEGAstore ohne Schiebegriff (links und/oder rechts)	HE543009



Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



### **HESS Medizintechnik AG**

Grabenstrasse 14  
CH-8865 Bilten  
T +41 55 619 20 80  
F +41 55 619 20 81  
info@hess-med.ch  
hess-med.ch

