

surgery.



**MULTILINE NEXT AC+ ET AC.
TABLES D'OPÉRATION MOBILES ET FAUTEUILS DE
RÉCUPÉRATION POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE.**

**Duo de
force pour
une utilisation
autour de la
salle
d'opération !**



GREINER

surgery.

GREINER MEDBEST : ÉQUIPEMENT MÉDICAL FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.

En réponse aux souhaits du personnel soignant, GREINER a relevé le défi de développer des solutions innovantes répondant à parts égales aux besoins cliniques et économiques. Fabriqué par GREINER signifie fabriqué en Allemagne. Le développement et la production des fauteuils GREINER répondent à des normes élevées. Nous y parvenons en traduisant notre sens de l'innovation en processus entièrement automatisés et en qualité artisanale. Des normes élevées en matière de conception, de matériaux, d'ingénierie et d'ergonomie combinées à une flexibilité orientée client font de GREINER un partenaire au plus haut niveau pour les clients soucieux de la qualité.

NOUVEAU CONCEPT DE FAUTEUILS AC+ ET AC POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE.

La chirurgie ambulatoire est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. La flexibilité, la précision dans le timing et la manipulation, la mobilité et la sécurité déterminent l'aperçu dans les cliniques, de soins médicaux et les cabinets spécialisés. En même temps, il s'agit d'efficacité dans l'utilisation de l'espace et d'économie. En bref : les patients doivent être précisément impliqués dans les processus avant, pendant et après l'opération. Dans cette forme moderne de fonctionnement clinique, les lits d'hôpitaux encombrants rendent la vie inutilement difficile aux équipes. Il existe une demande pour des fauteuils qui peuvent accueillir des patients en « vert » avec une grande flexibilité et stabilité, les transporter en toute sécurité et confortablement vers la salle d'opération, être utilisées comme table d'opération ou permettre un repositionnement ergonomique, et être utilisées pour déplacer les patients en toute sécurité et confortablement à la salle de réveil après l'opération. Exactement ce qu'il faut pour les fauteuils MULTILINE NEXT AC+ et AC de GREINER.

MULTILINE NEXT AC+
Fauteuil de transport et table d'opération mobile avec accessoires polyvalents



MULTILINE NEXT AC
Fauteuil de transport et de réveil mobile offrant un excellent confort en position assise ou couchée



TABLES D'OPÉRATION MOBILES ET FAUTEUILS DE RÉCUPÉRATION.

Les MULTILINE NEXT AC+ et AC répondent exactement aux exigences qui sont imposées aujourd'hui aux tables mobiles dans et autour de la salle d'opération. Pour les interventions au niveau de la tête, du visage et des membres supérieurs, des solutions flexibles sont requises avec l'AC+ qui peut soutenir complètement les patients avant et pendant l'opération. Dans l'environnement général du bloc opératoire, en revanche, l'AC offre un confort maximal directement dans la salle d'opération et pour la relaxation en salle de réveil, avec un support parfait pour un repositionnement ergonomique.

GREINER en chirurgie ambulatoire :

- ◆ Chirurgie maxillo-faciale, dentaire, plastique et dermatologique, ORL, ophtalmologique, orthopédique et plus
- ◆ Préparation à la chirurgie, salle de repos et salle de réveil postopératoire, examen, traitement, mobilisation, transport
- ◆ Réglage électrique du dossier, de l'assise, des jambes et réglage en hauteur de 58 cm à 90 cm
- ◆ Batterie de recharge, poignée de poussée, roulettes et châssis pour une utilisation mobile
- ◆ Interrupteur d'urgence au pied pour la position Trendelenburg
- ◆ Sécurité et fiabilité certifiées indépendamment

**Efficace,
flexible,
stable et sûr
en salle
d'opération !**



TABLE D'OPÉRATION MOBILE MULTILINE NEXT AC+.

Le monde du bloc opératoire est en train de changer – et avec lui, les tables changent. La mise en œuvre de flux de travail intégrés pour la salle d'opération définit le besoin de solutions ergonomiques complètes, entièrement mobiles et ne nécessitant pas de repositionnement du patient. Le MULTILINE NEXT AC+ correspond exactement à ce profil – avec un dossier court, un positionnement stable du patient, des rails standard tout autour et des appuie-têtes intelligents et rapidement interchangeables. Des moteurs puissants, alimentés par une batterie puissante, soutiennent le travail des équipes de la salle d'opération. L'accès ergonomique autour du haut du corps du patient est fourni, l'appuie-têtes ergonomique fournit un support sécurisé. Le système d'appuie-tête intelligent permet une adaptation flexible à tous les besoins.



Position zéro gravité/repos



Réglage en hauteur



Position à plat/couchée

MULTILINE NEXT AC+

En collaboration avec des chirurgiens et des spécialistes de l'équipement l'opérateur, GREINER medbest a développé ce fauteuil innovant qui établira des normes autour de la salle d'opération :

- Table d'opération mobile avec dossier court et renforcement de la stabilité dans le dos pour un positionnement stable et confortable du patient.
- Peut être utilisé de manière flexible pour les procédures mini-invasives en chirurgie plastique, dermatologique, maxillo-faciale, ORL, ophtalmologique, ainsi que dans de nombreuses autres disciplines spécialisées.
- Équipé de 4 moteurs, d'un rail standard en acier inoxydable en arrière, un appuie-tête Ergo avec double joint Vario et d'un système de d'arrêt central pour les doubles roulettes pivotantes
- Accessoires polyvalents adaptés aux salles d'opération : Rails standard tout autour en acier inoxydable pour la fixation d'accessoires cliniques, rembourrage électro-conducteur, batterie de recharge avec chargeur mural, table de chirurgie bras-main et support de jambe Goepel.
- **Système d'appuie-tête GREINER** : d'appuie-tête Ergo avec double joint Vario pour une utilisation à une seule main, raccord rapide Quick assist pour appuie-têtes interchangeables, chacun avec système Quick Assist.



GREINER MEDBEST DANS LA SALLE D'OPÉRATION

En matière de précision, la confiance dans les caractéristiques de performance clinique est décisive.

APPUIE-TÊTE LARGE

Extension du dos avec un maximum de confort



CALOTTE SPHÉRIQUE PLEINE

Positionnement de la tête et du cou adapté à la chirurgie



DEMI-CALOTTE SPHÉRIQUE


Positionnement spécifique pour les interventions sélectionnées et les petits patients



MULTILINE NEXT AC+

Cette table apporte au bloc opératoire de grands progrès en matière d'ergonomie et de confort de traitement :

- ♦ Fauteuil mobile flexible qui répond aux exigences d'une table d'opération
- ♦ Accoudoirs entièrement rétractables, accès parfait pour l'équipe du bloc opératoire
- ♦ Réglage du dossier, de l'assise, de la partie de jambe et en hauteur par moteur électrique. Interrupteur d'urgence au pied pour la position Trendelenburg.
- ♦ Accès à une hauteur de 58cm à 90cm en position couchée comme les tables d'opération conventionnelles
- ♦ Pédale au pied et beaucoup d'espace pour les jambes du médecin traitant autour de la position 12 heures pour l'accès facile au niveau de la tête, du cou et des épaules. Tabourets GREINER assortis
- ♦ Système appuie-tête avec double joint Vario et raccord rapide Quick Assist, mécanisme de support pour une utilisation à mains libres
- ♦ Tous les accessoires du domaine clinique en acier inoxydable
- ♦ Parfait pour l'hygiène grâce aux grandes surfaces, désinfection rapide sans matelas séparé




APPLICATION EN CHIRURGIE

Interventions chirurgicales mini-invasives au niveau de la peau et des membres (par exemple chirurgie de la main) directement sur la table.



Les appuie-tête peuvent être changés rapidement et en toute sécurité et fixés avec le raccord rapide Quick Assist



Rail standard sur le haut du dossier pour fixer l'appuie-tête



Le double joint Vario permet d'atteindre la position souhaitée en un tour de main

Confortable et ergonomique autour de la salle d'opération !



Le MULTILINE NEXT AC répond exactement aux exigences posées au positionnement et à la mobilisation du patient par l'augmentation rapide du nombre de chirurgies ambulatoires.



Le pont d'assemblage pour les applications, monté à l'arrière, peut être utilisé pour fixer le support pour une bouteille d'oxygène (accessoire).

- Commande manuelle
- Guidage intelligent
 - Symboles compréhensibles au niveau international
 - Boutons avec réglages de base ergonomiques et d'urgence pour les positions assise, repos, Trendelenburg et couchée.
 - La sécurité est assurée par un verrou à clé magnétique et un affichage de l'état de la batterie



Positionnement gynécologique, support de jambe Goepel sur les rails standard latéraux. Réglage en continu de l'hauteur et de l'inclinaison de la patiente.



TABLE D'OPÉRATION MOBILE ET FAUTEUIL DE SOINS MULTILINE NEXT AC.

Cette table mobile, qui est utilisée dans de nombreuses cliniques comme fauteuil de repos et de réveil, est surtout utilisée lors de la préparation chirurgicale et dans la salle de réveil. Les lieux d'application idéaux sont la préparation aux interventions chirurgicales, le transport vers et depuis les opérations, le positionnement après les interventions et la salle de réveil après l'anesthésie : ergonomie, fonctionnalité, mobilité et confort pour les patients sont combinés dans cette solution unique de fauteuil et de lit. Une batterie puissante et des moteurs performants font un travail impressionnant pour les équipes de salle d'opération et de soins infirmiers qui effectuent leur travail. En ce qui concerne l'hygiène, un accès parfait et une désinfection facile parlent d'eux-mêmes. Et même là où il n'y a pas de place pour les lits d'hôpitaux classiques dans les situations critiques, le lit MULTILINE NEXT AC est là pour aider dans les plus petits espaces.

Le fauteuil patient mobile MULTILINE NEXT AC offre un confort d'assise et de couchage exceptionnel dans toutes les situations. Des positions assise et repos à la position couchée et à la position de Trendelenburg, le fauteuil se déplace rapidement et en douceur vers toute position requise ou préférée par simple pression sur un bouton.



Accès convivial pour les patients à une hauteur de 58 à 90 cm



Arrêt central/stabilité directionnelle



Interrupteur d'urgence au pied



Roulettes d'un diamètre de 12,5 cm, mobilité parfaite



Accès facile à la batterie rechargeable puissante



Position assise



Position zéro gravité/repos



Position couchée



Position choc/Trendelenburg

MULTILINE NEXT AC+

Hygiène

Conformité aux directives les plus strictes, accès convivial, rembourrage certifié, nombre minimum de coutures

Confort d'assise et de couchage

Housse de coussin confortable de 60 cm de large pour les patients de taille et de poids jusqu'à 220 kg

Un minimum d'espace requis

Position de la chaise avec inclinaison de 90° de la section des jambes, parfait pour un accès à une hauteur de 58 cm

Ouvrir la voie

Une roue réglable pour une mobilité parfaite lorsque vous roulez droit devant

Appuie-tête au choix

Ergo sans/avec double joint Vario, raccord Quick Assist, Ergo interchangeable ainsi que des calottes sphériques pleines et demi-sphériques pour raccord Quick Assist

Fixation

Système de rails standard en acier inoxydable sur les parties arrière et latérales

Ergonomie

Rembourrage affleurant et accoudoirs fixables et rétractables pour un accès et un réarrangement facile

Stabilité

Charge élevée jusqu'à 220 kg, manipulation sécurisée lors du transport des patients

Mobilité

Roulettes pivotantes de 12,5 cm pour un déplacement confortable, système d'arrêt central



Appuie-tête Ergo avec double joint Vario



Rembourrage large pour raccord Quick Assist



Calotte sphérique pleine pour raccord Quick Assist



Calotte demi-sphérique pour raccord Quick Assist



Changement avec raccord Quick Assist



Toute position peut-être fixée avec un double joint Vario



Accoudoirs entièrement rétractables



Rails standard pour accessoires cliniques



Support Goepel pour la gynécologie



La table de patient peut-être fixée et pivotée



Pédale au pied pour une chirurgie ergonomique à mains libres



Batterie de rechange et chargeur mural

MULTILINE NEXT AC

Hygiène

Conformité aux directives les plus strictes, accès convivial, rembourrage certifié, nombre minimum de coutures

Confort d'assise et de couchage

Housse de coussin confortable de 60 cm de large pour les patients de taille et de poids jusqu'à 220 kg

Table de patient

Fixation rapide et facile avec un support séparé

Un minimum d'espace requis

Position de la chaise avec inclinaison de 90° de la section des jambes, parfait pour un accès à une hauteur de 58 cm

Ouvrir la voie

Une roue réglable pour une mobilité parfaite lorsque vous roulez droit devant

Flexibilité

Le support de tige pour perfusion peut-être pivoté vers la gauche et la droite d'une seule main

Ergonomie

Rembourrage affleurant et accoudoirs fixables et rétractables pour un accès et un réarrangement facile

Stabilité

Charge élevée jusqu'à 220 kg, manipulation sécurisée lors du transport des patients

Mobilité


Roulettes pivotantes de 12,5 cm pour un déplacement confortable, système d'arrêt central



Coussin de tête: Oreiller détente ou traversin



Poignée de poussée caoutchoutée



Tige à perfusion avec support pivotant



Accoudoirs entièrement rétractables



Table de patient avec support latéral



Support arrière de la table de patient




Rails standard pour accessoires cliniques



Support Goepel pour la gynécologie



Support arrière pour la bouteille d'oxygène



Pédale aux pied pour une chirurgie ergonomique à mains libres



Batterie de rechange et chargeur mural



Choix polyvalent de rembourrage selon carte de coloris

MULTILINE NEXT AC+ – accessoires

- Version avec dossier court et appuie-tête Ergo avec double joint Vario, rails standards en acier inoxydable sur le dessus, 4 moteurs, arrêt central, batterie haute-performance, interrupteur d'urgence au pied, tous les caches et couvercles en plastique blanc.

Accessoires

- MULTILINE NEXT AC+ en rembourrage PREMIUM – choix selon nuancier
- Rembourrage électro-conducteur EL11 (noir)
- Appuie-tête au choix
- Rails standard en acier inoxydable
- Batterie de rechange et chargeur mural
- Tige à perfusion avec support pivotants
- Table de patient
- Pédale au pied avec support
- Support Goepel avec pistons de fixation
- Table d'opération pour chirurgie du bras/de la main

Dimensions et données techniques

- Position assise (espace au sol) 107 x 77 cm
- Position couchée (espace au sol) 200 x 77 cm
- Largeur totale 77 cm
- Surface en pos. couchée (L x l) 193 x 60 cm (avec appuie-tête)
- Épaisseur du rembourrage 9 cm
- Accoudoir (L x l) 73 x 7 cm
- Hauteur d'accès 58 cm
- Réglage de la hauteur 32 cm (58-90 cm)
- Diamètre des roulettes 12,5 cm (1 x directionnel)
- Inclinaison du dossier - 5° à 78°
- Inclinaison de l'assise 0° à 22°
- Inclinaison de la partie jambe 0° à 90°
- Poids maximum du patient 220 kg
- Tension électrique 100-240 V/50-60 Hz
- Capacité de la batterie 24 V CC, 1 x 2,9 Ah (jusqu'à 40 mouvements)
- Poids du fauteuil 128 kg

MULTILINE NEXT AC – accessoires

- Version avec dossier court et appuie-tête Ergo avec double joint Vario, rails standards en acier inoxydable sur le dessus, 4 moteurs, arrêt central, batterie haute-performance, interrupteur d'urgence au pied, tous les caches et couvercles en plastique blanc.

Accessoires

- MULTILINE NEXT AC en rembourrage PREMIUM – choix selon nuancier
- Rembourrage électro-conducteur EL11 (noir)
- Appuie-tête au choix: Oreiller détente ou traversin
- Rails standard en acier inoxydable
- Batterie de rechange et chargeur mural
- Tige à perfusion avec support pivotants
- Table de patient
- Support pour bouteille d'oxygène, en liaison avec le pont d'assemblage
- Pédale au pied avec support
- Support Goepel avec pistons de fixation
- Table d'opération pour chirurgie du bras/de la main

Dimensions et données techniques

- Position assise (espace au sol) 107 x 77 cm
- Position couchée (espace au sol) 200 x 77 cm
- Largeur totale 77 cm
- Surface en pos. couchée (L x l) 200 x 60 cm
- Épaisseur du rembourrage 9 cm
- Accoudoir (L x l) 73 x 7 cm
- Hauteur d'accès 58 cm
- Réglage de la hauteur 32 cm (58-90 cm)
- Diamètre des roulettes 12,5 cm (1 x directionnel)
- Inclinaison du dossier - 5° à 78°
- Inclinaison de l'assise 0° à 22°
- Inclinaison de la partie jambe 0° à 90°
- Poids maximum du patient 220 kg
- Tension électrique 100-240 V/50-60 Hz
- Capacité de la batterie 24 V CC, 1 x 2,9 Ah (jusqu'à 40 mouvements)
- Poids du fauteuil 128 kg



we design quality.

Depuis 1922, le plaisir d'une assise saine et agréable est notre moteur. Depuis de nombreuses décennies, nous proposons aussi des fauteuils de qualité et de haut niveau technique dans le domaine medbest : des conceptions innovantes « made in Germany » pour l'examen, la dialyse, l'oncologie, la prise de sang, les soins et le transport. Notre promesse qualité est attestée par un système d'assurance-qualité contrôlé par un organisme indépendant – GREINER est certifié DIN EN ISO 9001 et 13485.



Marquage du système
de gestion de la qualité



GREINER GmbH
Wettestraße 1 · 74385 Pleidelsheim · Allemagne
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de