



# Behandlungsstuhl Variation



Neuentwicklung

Sonderanfertigungen

Einrichtungen

Service

***Hess***

**Die Siloah AG in Gümligen war auf der Suche nach einem stabilen und qualitativ hochstehenden Behandlungsstuhl, welcher sich in eine vollfunktionstüchtige Liege verwandeln kann. Nach etlichen Produktetests haben Sie kein zufriedenstellendes Produkt für ihre Anwendung finden können. Die HESS Medizintechnik hat daraufhin in Zusammenarbeit mit der Siloah AG einen neuen und auf ihren Einsatz abgestimmten Behandlungsstuhl entwickelt. Lesen Sie in diesem Bericht die Erfahrungen und Eindrücke von Stefan Speiser, Bereichsleiter Einkauf & Logistik der Siloah AG.**

Das Angebot der Siloah AG ist in drei Kompetenzen aufgeteilt. Das **BESAS**, Berner Spitalzentrum für Altersmedizin Siloah, ist das Kompetenzzentrum in der Geriatrie mit stationären und ambulanten Behandlungs- und Rehabilitationsangeboten sowie mit einer integrierten Heimarzt- und Notfallpraxis. Das **Langzeitzentrum** Siloah ist ein temporärer oder dauerhafter Pflegeaufenthalt für Menschen im Alter und für Menschen mit einer neurologischen Erkrankung. Das **Neurozentrum** Siloah bietet umfassende Betreuung bei neurologischen Erkrankungen.

Der Behandlungsstuhl «Variation» wurde entwickelt, um in den verschiedenen Abteilungen polyvalent eingesetzt werden können, ohne dass die Patienten umgelagert werden müssen. Der Stuhl wird in der Heimarztpraxis, für geriatrische Patienten sowie für Notfallpatienten gleichermaßen verwendet. Wir haben Herr Speiser gefragt, weshalb er die HESS Medizintechnik mit



der Entwicklung beauftragt hat. Er erzählte, dass er uns bereits durch die langjährige Zusammenarbeit im Inselspital und den Pallas Kliniken kannte. Er schätzt unsere proaktive Arbeitsweise und das Interesse am Anwendungsprozess. Wir hatten die Problematik erkannt und wollten eine passende Lösung bieten. Dass die HESS Medizintechnik AG eine sehr gute Qualität und Innovationsfähigkeit aufweist, war ihm von Beginn an klar. Bei der Entwicklung des Variationstuhls mussten zahlreiche Anforderungen erfüllt werden. Der Schwerpunkt lag bei der Vereinfachung der täglichen Arbeitsabläufe. Der Stuhl muss einen einfachen Einstieg haben, damit auch ältere Menschen unbeschwert Platz nehmen können.

Das wird durch die tiefe Einstiegshöhe von 52 cm, sowie dem Fussteil, welches sich bis 5° unter die Liegefläche fahren lässt, erreicht. Mit einer ausgeklügelten Technik, welche den Schwerpunkt des Patienten verlagert, lässt sich der Stuhl in eine vollwertige Behandlungs- und Therapieliege verwandeln. Die Verstellung erfolgt schnell und flüsterleise mit einem Hand- oder Fusstaster. Der abklappbare Seitenschutz mit Einklemmsicherung dient zum Schutz des Patienten und Anwenders. Das komfortable Polster ist auch für längere Aufenthalte, z. B. bei der Dialyse, geeignet. Die Frage, ob die Behandlungsstühle die tägliche Arbeit der Anwender vereinfachen bejahte er deutlich. Sie sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden, alle Wünsche und Anforderungen wurden erfüllt und umgesetzt. Die Patienten fühlen sich sicherer und der gesamte Arbeitsprozess wurde erleichtert.

Als letztes fragten wir Stefan Speiser, ob er uns weiterempfehlen werde: «Ja sicher, ich werde meinen Berufskollegen die angenehme Zusammenarbeit und den Variationsstuhl wärmstens weiterempfehlen.»

Wir möchten uns ebenfalls bei Herr Speiser und der Siloah AG bedanken und wünschen viel Freude mit den Behandlungsstühlen Variation.



*Die Entwicklung dieser technisch komplexen Konstruktion war eine grosse Herausforderung. Wir sind stolz darauf eine vollfunktionsfähige und kipp sichere Liege, sowie einen Behandlungsstuhl in ein Produkt kombiniert zu haben - und das mit nur einer Säule. Es freut uns umso mehr, dass wir die Bedürfnisse und Anforderungen der Siloah AG vollumfänglich erfüllen konnten.*

Manuel Schnider  
Technik / Konstruktion



Sehen Sie sich den vollen Funktionsumfang in unserem Produktvideo an.



Wenn es um die Einrichtung und Ausrüstung von Spitälern, Praxen und Pflegeheimen geht, sind wir Ihr kompetenter Partner. Vom Standard bis zur spezifischen Kundenlösung bekommen Sie alles aus einer Hand.

Beratung / Entwicklung / Verkauf / Service



---

### **HESS Medizintechnik AG**

Grabenstrasse 14

CH-8865 Bilten

T +41 55 619 20 80

F +41 55 619 20 81

[info@hess-med.ch](mailto:info@hess-med.ch)

[hess-med.ch](http://hess-med.ch)

