



we design quality.

Die Freude am gesunden und angenehmen Sitzen treibt uns seit 1922 an. Seit vielen Jahrzehnten auch mit qualitativ und technisch hochwertigen Liegen im Bereich medbest: Innovative Entwicklungen „made in Germany“ für Untersuchung, Dialyse, Onkologie, Blutabnahme, Pflege und Transport. Bestätigt wird unser Qualitätsversprechen durch ein unabhängig geprüftes Qualitätssicherungssystem – GREINER ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 13485.

Agreeably health-promoting seating has motivated us since 1922. For decades we have been making high-quality, technically sophisticated couches within the medbest range. Our innovative devices for examination, dialysis, oncology, blood sampling, care and transport are all made in Germany. Our quality commitment is verified by an independently audited quality assurance system: GREINER is certified under DIN EN ISO 9001 and 13485.



GREINER GmbH
Wettestrasse 1 · 74385 Pleidelsheim · Germany
T +49 7144 81120 · F +49 7144 8112 99
info@greiner-gmbh.de · www.greiner-gmbh.de



Diese Informationen dienen nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Farbwahl sollte anhand von original Farbmustern vorgenommen werden. Änderungen vorbehalten.
The information contained is not mandatory but serves as a guideline. Please use genuine colour samples for your individual choice. Subject to change. 04/2023

colours.



**MEDBEST FARBUSTERKARTE. BEZUGSMATERIAL.
MEDBEST COLOUR SAMPLE CARD. COVER FABRIC.**




AUSSTATTUNG UND FARBEN NACH MASS.


Komfort, Bezug und Farben. Hoher Anspruch in Design, Material, Technik und Ergonomie, kombiniert mit kundenorientierter Flexibilität, macht GREINER zum Partner qualitätsbewusster Kunden auf Spitzenniveau. Daher steht patientengerechter Sitz- und Liegekomfort, der angesichts dauerhafter Behandlungszeiten über Stunden anhalten kann, im Fokus der Polster und Bezugsmaterialien. Das Material erfüllt sowohl die Anforderungen an Komfort und Anmutung, als auch an die tägliche Routine bei Strapazierfähigkeit, Reinigung und Desinfektion.

GREINER Bezugsmaterial steht in 2 Varianten zur Wahl: Erstens die Linie „compact.“, die sich durch Patientenkomfort, Langlebigkeit und Variantenreichtum in 20 Farben auszeichnet. Und zweitens die innovative Linie „premium.“, die neue Standards setzt durch ihre super weiche und zugleich weit strapazierfähigere Oberfläche, und die in Kombination mit druckentlastenden Federn im Sitzteil bis heute unerreichten Komfort darstellt. Insbesondere bei Liegezeiten über Stunden ein erstklassiges Angebot – in 12 verschiedenen Farben.

compact.




White C811




Mint C450




Cyan C422




Petrol C435




Lightgrey C213



Stone C214



Anthracite C220



Black C111



Beige C830



Brown C350



Mocca C330



Sky C700



Atoll C706



Navy C711



Purple C715



Citron C500



Orange C530



Rosso C637



Fuchsia C610


MADE-TO-MEASURE EQUIPMENT AND COLOURS.

Comfort, coverings and colours. High standards in terms of design, materials, technology and ergonomics combined with a flexibility built around the customer's needs makes GREINER a premium partner for a quality-conscious clientele. This is why its upholstery and cover fabrics are all about providing patients with the level of comfort they are looking for when sitting or lying down – if necessary for hours on end, as some treatments can take a long time. As well as leaving nothing to be desired in terms of its look and comfort, the fabric is also robust enough to handle daily use, cleaning and disinfection.

There are two types of GREINER cover fabric to choose from: the diverse “compact.” range, which offers patient comfort and durability and comes in 20 colours, and the innovative “premium” range, which is setting new standards with its ultra-smooth yet much sturdier surface and which boasts an unprecedented degree of comfort in combination with pressure-relieving springs in the seat. Available in 12 different colours, the range is a top-class choice, particularly for patients due to be lying down for several hours.




premium.




White P800




Lightgrey P200




Anthracite P210



Stone P250




Mocca P300



Chocolate P310



Grass P400




Limelight P510




Carmin P600



Aqua P700



Navy P710



Black P100

Eigenschaften: Biokompatibel, hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig.

Reinigung: regelmäßig und dauerhaft. Verschmutzungen durch Öle, Fette, Tinte, Blut, Urin und organische Säuren müssen umgehend entfernt werden. Hierzu lauwarmes Wasser oder eine warme, milde Seifenlauge und ein feuchtes Microfasertuch verwenden, keine Lösungsmittel. Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel oder Wachsputturen vermeiden. Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien sind von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen.

Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit Flächendesinfektionsmittel geeignet.

Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a.

Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen (compact.), > 300.000 Zyklen (premium.)

Geringe Abweichungen in Farbe und Struktur sind produktionsbedingt und nicht auszuschließen. Sie berechnen nicht zur Reklamation.

Characteristics: durable, biocompatible, scratch- and dirtproof, resistant to heat, disinfectant, urine and blood.

Cleaning: clean regularly and thoroughly. Oil, fats, ink, blood, urine and organic acids must be cleaned off immediately using a damp microfibre cloth and either lukewarm water or a mild washing-up liquid in warm water. Do not use any solvents, chlorides, polish (including wax polish) or chemical cleaning agents. Discoloration due to jeans or other clothing is not covered by any manufacturer warranty.

Disinfection: suitable for disinfection by wiping with a surface disinfectant.

Flame retardancy: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 et al.

Abrasion resistance: tested using the Martindale method > 100,000 cycles (compact.), > 300,000 cycles (premium.)

Minor deviations in colour and structure caused by the production process cannot be ruled out. They do not provide justifiable grounds for a complaint.

CARISMA

Glanz, Duft und Werterhaltung Ihrer Polster mit CARISMA. Für gründliche Reinigung, optimale Pflege und besseren Schutz der Kunstleder können Sie jetzt noch mehr tun: mit der neuen **CARISMA Reinigungs- & Pflege-Lotion!**

Gloss, fragrance and value retention of your upholstery with CARISMA. For thorough cleaning, optimum care and better protection of your cover fabric, you can now do even more: with the new **CARISMA cleaning & care lotion!**

